

concept

LED maska na obličej

LED maska na tvár

Maska na twarz LED

LED-es arcmaszk

LED sejas maska

LED face mask

LED-Gesichtsmaske

Masque facial LED

Maschera facciale a LED

Máscara facial LED

Mască facială cu LED-uri



MO8303

CZ

SK

PL

HU

LV

EN

DE

FR

IT

ES

RO

Poděkování

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry	
Napětí	5 V / 1,3 A typ C
Kapacita baterie	2500 mAh 3,7 V
Doba úplného nabíjení	1,5 h
Max. doba provozu na nejnižší intenzitu	150 min
Vlnová délka – Červené světlo	633 nm + 830 nm + 1072 nm
Vlnová délka – Modré světlo	460 nm + 830 nm + 1072 nm
Vlnová délka – Žluté světlo	590 nm + 830 nm + 1072 nm
Vlnová délka – Blízké infračervené světlo	830 nm
Vlnová délka – Hluboké blízké infračervené světlo	1072 nm
Počet LED diod	100 ks
Počet čipů na každé LED diodě	4
Provozní čas (1 cyklus)	10 min
Materiál	tekutý lékařský silikon

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte přístroj jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- LED masku nepoužívejte, pokud jste těhotná, trpíte epilepsií, máte alergii na světlo, užíváte fotosenzitivní léky (např. některé druhy antibiotik), trpíte aktivní kožní infekcí.
- Před použitím přístroje si sundejte brýle, případně vyndejte kontaktní čočky.
- Před prvním použitím odstraňte z přístroje všechny obaly a marketingové materiály.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku přístroje.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí.
- Před připojením nebo vypojením přístroje ze zásuvky elektrického napětí se ujistěte, že je přístroj vypnutý.


- Při vypojování přístroje ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
- Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám s přístrojem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
- Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah přístroje a jeho přívodu. Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je přístroj používán v blízkosti dětí.
- Nedovolte, aby byl přístroj používán jako hračka.
- **Před čištěním a po použití přístroj vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí.**
- Nenechávejte přívodní kabel, aby se dotýkal horkých povrchů.
- Nenechávejte přístroj viset na přívodním kabelu.
- Nepoužívejte přístroj v prostředí s výskytem výbušných plynů a vznětlivých látek (rozpuštědla, laky, lepidla atd.).
- K čištění přístroje nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
- Nepoužívejte přístroj, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Nechte ho přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
- Nepoužívejte přístroj s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním střediskem.
- Neomotávejte přívodní kabel kolem těla přístroje.
- Přístroj nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- Přístroj je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
- Přístroj je určen k osobnímu použití.
- **Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo přístroj do vody ani do jiné kapaliny.**
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
- Neopravujte přístroj sami. Obraťte se na autorizovaný servis.
- LED maska není určena k používání dětmi.
- Vyhněte se kontaktu s vodou. LED maska není vodotěsná.

- Neskladujte LED masku při extrémních teplotách nebo vlhkém prostředí. Uchovávejte ji na chladném suchém místě mimo dosah dětí.
- Při používání mějte zavřené oči nebo noste přiložené chrániče očí, abyste si chránili oči před LED světlem. Přímé vystavení očí LED světlu může způsobit nepohodlí nebo potenciální poškození očí.
- Pokud máte jakékoliv pochybnosti, obavy, specifické zdravotní problémy nebo se u vás vyskytnou nežádoucí účinky, poraďte se se svým dermatologem nebo praktickým lékařem, nebo se obraťte na naši zákaznickou podporu.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

POPIS VÝROBKU

- 1 LED maska na obličej
- 2 USB kabel k masce
- 3 Ovladač
- 4 Tlačítko zapnutí/vypnutí a tlačítko změny režimu
- 5 Tlačítko nastavení úrovně jasu
- 6 Látkový sáček
- 7 Pásky pro levou a pravou stranu
- 8 Chrániče očí
- 9 USB-C nabíjecí kabel
- 10 Pásek pro horní stranu
- 11 Nabíjecí USB-C port



NÁVOD K POUŽITÍ

LED světelná terapie je biologická odpověď buněk na specifické vlnové délky světla. Nejedná se o laser, ale o LED zařízení, které je bezpečné, neohřívá tkáň a je tedy neinvazivní.

Některé klinické studie publikované v dermatologické literatuře naznačují, že světlo o různých vlnových délkách může podporovat lepší vzhled pokožky, například zlepšit texturu nebo redukovat viditelné nedokonalosti.

Červené světlo (≈620–660 nm) – Proniká hluboko do pokožky, kde aktivuje fibroblasty, zvyšuje syntézu kolagenu a elastinu a tím může redukovat jemné vrásky a podporovat pružnost pokožky.

Blízké infračervené světlo (≈650–950 nm) – Vyniká svou schopností pronikat do kůže hlouběji než jiné vlnové délky viditelného světla používané v LED terapii. Jde o specifický rozsah světelných vlnových délek v infračerveném spektru, které pomáhají k hlubší regeneraci tkání a hojení.

Hluboké blízké infračervené světlo (≈1000–1042 nm neviditelné světlo) – Proniká do hlubších vrstev tkání (svalů a fascií), čímž zlepšuje mikrocirkulaci a příjem kyslíku buňkami. Zlepšuje krevní oběh, zklidňuje svalové napětí a urychluje buněčný metabolismus pro hlubokou regeneraci pokožky a úlevu od zánětu, urychluje hojení jizev po akné a po poškození UV zářením.

* Blízké infračervené a hluboké blízké infračervené světlo, integrované do LED světelné terapie mohou výrazně zvýšit celkovou účinnost terapie.

Modré světlo (≈405–470 nm) – Působí v povrchových vrstvách epidermis a díky svým antibakteriálním vlastnostem účinně bojuje proti bakteriím způsobujícím akné, pomáhá odstraňovat nedokonalosti a předcházet budoucímu vzniku akné, snižuje zánět a zklidňuje zarudnutí, čímž podporuje čistší a hladší pleť.

Žluté světlo (≈570–590 nm) – Proniká do povrchové vrstvy dermis, tedy střední vrstvy pokožky, kde pomáhá snižovat zarudnutí, zánět, podráždění a zanechává pleť osvěženou a vyváženou. Žluté světlo podporuje sjednocený tón pleti.

* **Informace o účincích jednotlivých vlnových délek vycházejí z publikovaných vědeckých studií o LED světle obecně a nemusí nutně odpovídat účinkům konkrétního zařízení.**

Test citlivosti na světlo

- Před prvním použitím proveďte test alergie na světlo, přiložením LED masky na předloktí na několik minut. Pokud je kůže červená nebo svědí, přístroj nepoužívejte.
- LED maska je vhodná pro všechny typy pleti.
- **Pleť musí být před použitím LED masky čistá, suchá a bez make-upu nebo krému!**

1. Před použitím LED masky si důkladně očistěte obličej, abyste odstranili veškeré nečistoty, make-up nebo krém. Tím zajistíte, že LED světlo bude moci efektivně proniknout do pokožky. Osušte si obličej čistým ručníkem.
2. Vložte chrániče očí (8) do masky a připevněte pásky k masce. Protáhněte konce pásku (7) dvěma otvory na levé straně a na místě zajistěte konce suchým zipem. Stejně postupujte s druhým páskem na pravé straně. Pokračujte protažením pásku (10) horním otvorem a na místě zajistěte konec suchým zipem.
3. Nasadte si LED masku na obličej a připevněte 3 pásky k sobě suchým zipem.
4. Ujistěte se, že je ovladač (3) nabitý. Poté připojte USB kabel masky (2) k ovladači.
5. Pomocí ovladače zapněte masku dlouhým stisknutím (cca 2 s) tlačítka 4.
6. Krátkým stiskem tlačítka 4 zvolte požadovaný režim.
7. Krátkým stiskem tlačítka 5 nastavte úroveň jasu (intenzitu ošetření). LED maska nabízí tři úrovně nastavení jasu, a tím vám umožňuje přizpůsobit si LED světelnou terapii podle citlivosti vaší pokožky.
8. Relaxujte během světelné terapie, mějte zavřené oči nebo noste přiložené chrániče očí, abyste si chránili oči před LED světlem.
9. Pokud si přejete světelnou terapii ukončit dříve, než je 10minutový časovač, stiskněte dlouze (cca 2 s) tlačítko 4.
10. Po ošetření LED maskou není nutné obličej opláchnout. Na obličej naneste hydratační krém nebo sérum, které mohou zvýšit účinek světelné terapie. LED světelná terapie může také zefektivnit vstřebávání následně aplikovaných pečujících produktů.

Režimy

A Červené světlo 633 nm + 830 nm blízké infračervené světlo + 1072 nm hluboké blízké infračervené světlo

– Režim pro podporu lepšího vzhledu pokožky

– **Hluboké blízké infračervené světlo (1072 nm neviditelné světlo)** – Podporuje přirozené procesy pokožky

B Modré světlo 460 nm + 830 nm blízké infračervené světlo + 1072 nm hluboké blízké infračervené světlo

– Tento režim podporuje čistší vzhled pokožky, působí v povrchových vrstvách

C Žluté světlo 590 nm + 830 nm blízké infračervené světlo + 1072 nm hluboké blízké infračervené světlo

– Režim přispívající k rovnoměrnějšímu tónu pleti a podpoře přirozeného jasu


* Režim je vhodný pro osoby s citlivou nebo podrážděnou pokožkou.

Nastavení intenzity

- **Nízký jas** – vhodný pro osoby s citlivou pokožkou nebo pro ty, kteří s LED světelnou terapií teprve začínají. Poskytuje jemné a decentní osvětlení, které zajišťuje příjemný zážitek bez zatěžování pokožky.
- **Střední jas** – vhodný pro osoby s normální citlivostí pokožky. Poskytuje efektivní dávku LED světla, kterou vaše pokožka může absorbovat a využívat jejich účinků.
- **Vysoký jas** – vhodný pro osoby, které preferují silnější stimulaci nebo mají silnější pokožku, která může vyžadovat vyšší dávku LED světla k efektivnímu pronikání. Vysoký jas poskytuje intenzivnější a zářivější LED světelný výstup.

Upozornění: Před intenzivním používáním vysoké úrovně jasu je však důležité posoudit reakci a citlivost vaší pokožky, protože dlouhodobé vystavení intenzivnímu světlu může způsobit nepohodlí nebo podráždění.

Upozornění: Vždy je vhodné začít s nižším nastavením úrovně jasu a pozorovat, jak pokožka reaguje během a po terapii a v případě potřeby jas postupně zvyšovat.



Funkce automatického vypnutí – LED maska má funkci automatického vypnutí po 10 minutách provozu. To pomáhá předcházet nadměrnému vystavení LED světlu a zajišťuje, že z LED terapie získáte požadované výhody a zachová se bezpečnost. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme používat LED masku 10-20 minut/1 světelná terapie. Používejte pravidelně 2-4x týdně.

Poznámka: Po použití LED terapie může pokožka mírně zčervenat, tento stav je normální a měl by do 1-2 hodin odeznít. Pokud se u vás objeví jakékoli nepohodlí, podráždění nebo alergické reakce, přestaňte masku používat.

Nepřekračujte doporučenou délku ošetření a frekvenci používání, abyste předešli nadměrnému používání a potenciálním nežádoucím účinkům na pokožku.

Poznámka: Individuální výsledky se mohou lišit v závislosti na typu pleti, jejím aktuálním stavu a pravidelnosti používání.

Nabíjení

- Pro nabíjení využijte nabíjecí USB-C kabel, který je součástí balení a zapojte jej do nabíjecího USB-C portu na ovladači. Připojte k adaptéru a poté do zásuvky elektrické sítě.
- Doporučené parametry adaptéru: s maximálním výstupním proudem 5V/2A.
- Nenasazujte si LED masku během nabíjení!
- Před nabíjením doporučujeme ovladač od LED masky odpojit a nabíjet jej samostatně.
- Poznámka:** LED masku nelze během nabíjení zapnout.
- Během nabíjení se na ovladači rozsvěcí diody.
- Doba úplného nabíjení je přibližně 1,5 hodiny, poté ihned odpojte od napájení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Po každém použití jemně očistěte vnitřní část LED masky navlhčeným měkkým hadříkem a poté utřete do sucha. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo tvrdé předměty, protože mohou povrch spotřebiče poškodit!
- Uchovávejte LED masku na suchém a bezprašném místě (ideálně v dodaném balení / látkovém sáčku) mimo dosah přímého slunečního záření a extrémních teplot.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nikdy nečistěte spotřebič pod tekoucí vodou, neoplachujte ho ani neponořujte do vody ani do jiné kapaliny!**

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Ovladač při nabíjení nereaguje.	Poškozený nabíjecí kabel.	Vyměňte za odpovídající nabíjecí kabel.
		Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Dioda na ovladači bliká.	Blikající dioda signalizuje, že se zařízení vybíjí.	Zařízení co nejdříve nabijte. Ovladač nechte nabíjet, dokud se kontrolky nepřestanou rozsvěcet a budou trvale svítit.
Světlo v LED masce se nerozsvítí.	Baterie je téměř vybitá.	Nabijte plně ovladač (přibližně 1,5 h). Upozornění: LED masku nelze během nabíjení zapnout.
Nerovnoměrný světelný výstup.	Nečistoty na povrchu LED diod, které ovlivňují rozložení světla.	Povrch jemně očistěte navlhčeným měkkým hadříkem.
	Poškozené LED diody.	Obraťte se na autorizované servisní středisko.
Nekonzistentní nebo blikající světlo.	Zkontrolujte připojení masky a ovladače.	Nabijte ovladač. Pokud problém přetrvává, nabijte ovladač v jiné zásuvce nebo s jiným odpovídajícím nabíjecím kabelem/adaptérem.
Podráždění kůže, nepříjemné pocity.	Překročili jste doporučenou délku ošetření či frekvenci používání.	Dodržujte doporučené pokyny k používání – výběr vhodného režimu světla, dobu trvání, frekvenci použití a úroveň jasu.
	Citlivá pokožka.	Před intenzivním použitím masky vyzkoušejte krátce (cca 1 minutu) s nízkou intenzitou světla.
		Pokud je kůže červená nebo svědí, přestaňte LED masku používat a poraďte se svým dermatologem.

SERVIS

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabička od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyethylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti



Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE). Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

PodĎakovanie

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si výrobok značky Concept a prajeme vám, aby ste boli s naším výrobkom spokojní po celý čas jeho používania.

Pred prvým použitím si prosím pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a dobre ho odložte. Zabezpečte, aby všetci, ktorí budú tento výrobok používať, boli oboznámení s týmto návodom.

Technické parametre	
Napätie	5 V / 1,3 A typ C
Kapacita batérie	2500 mAh 3,7 V
Doba úplného nabitia	1,5 h
Maximálna prevádzková doba pri najnižšej intenzite	150 min
Vlnová dĺžka – Červené svetlo	633 nm + 830 nm + 1072 nm
Vlnová dĺžka – Modré svetlo	460 nm + 830 nm + 1072 nm
Vlnová dĺžka – Žlté svetlo	590 nm + 830 nm + 1072 nm
Vlnová dĺžka – Blízke infračervené svetlo	830 nm
Vlnová dĺžka – Hlboké blízke infračervené svetlo	1072 nm
Počet LED diód	100 ks
Počet čipov na každú LED diódu	4
Prevádzková doba (1 cyklus)	10 min
Materiál	tekutý lekárske silikón

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Nepoužívajte prístroj inak, ako je uvedené v tomto návode.
- LED masku nepoužívajte, ak ste tehotná, trpíte epilepsiou, máte alergiu na svetlo, užívate fotosenzitívne lieky (napr. niektoré druhy antibiotík) alebo trpíte aktívnou kožnou infekciou.
- Pred použitím prístroja si dajte dolu okuliare, prípadne aj kontaktné šošovky.
- Pred prvým použitím odstráňte z prístroja všetky obaly a marketingové materiály.
- Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku prístroja.
- Prístroj nenechávajte bez dozoru, ak je zapnutý alebo zapojený do zásuvky elektrického napätia.
- Pred pripojením a odpojením prístroja zo zásuvky elektrického napätia sa ubezpečte, že prístroj je vypnutý.


- Pri odpájaní prístroja zo zásuvky elektrického napätia nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku a ťahom ju odpojte.
- Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám manipulovať s prístrojom a používajte ho mimo ich dosahu.
- Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a chápu prípadné nebezpečenstvá. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú viac ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať mimo dosahu zariadenia a jeho napájacieho kábla. Deti sa nesmú so zariadením hrať.
- Budte veľmi opatrní, ak sa prístroj používa v blízkosti detí.
- Nedovoľte, aby sa prístroj používal ako hračka.
- Pred čistením a po použití prístroj vypnite a odpojte zo zásuvky elektrického napätia.**
- Prívodný kábel nenechávajte dotýkať sa horúceho povrchu.
- Prístroj nenechávajte visieť na prívodnom kábli.
- Prístroj nepoužívajte v prostredí s výskytom výbušných plynov alebo zápalných látok (rozpušťačiek, lakov, lepidiel atď.).
- Na čistenie prístroja nepoužívajte hrubé ani agresívne chemické látky.
- Prístroj nepoužívajte, ak nepracuje správne, ak spadol na zem, je poškodený alebo bol namočený do kvapaliny. Dajte ho preskúšať a opraviť do autorizovaného servisného strediska.
- Prístroj nepoužívajte, ak má poškodený prívodný kábel alebo zástrčku, poruchu dajte ihneď odstrániť autorizovanému servisu.
- Prívodný kábel neomotávajte okolo tela prístroja.
- Prístroj nepoužívajte v exteriéri.
- Prístroj je vhodný len na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- Prístroj je určený na osobné použitie.
- Prívodný kábel, zástrčku ani prístroj neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.**
- Nepoužívajte iné príslušenstvo, než ktoré odporúča výrobca.
- Prístroj neopravujte sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.
- LED maska nie je určená na používanie deťmi.
- Vyhňte sa kontaktu s vodou. LED maska nie je vodotesná.

- LED masku neskladujte pri extrémnych teplotách ani vo vlhkom prostredí. Uchovávajte ju na chladnom a suchom mieste mimo dosahu detí.
- Pri používaní majte zavreté oči alebo noste priložené ochranné okuliare, aby ste chránili oči pred LED svetlom. Priame vystavenie očí LED svetlu môže spôsobiť nepohodlie alebo potenciálne poškodenie očí.
- Ak máte akékoľvek pochybnosti, obavy, špecifické zdravotné problémy alebo sa u vás vyskytnú nežiaduce účinky, poraďte sa so svojim dermatológom alebo praktickým lekárom, alebo kontaktujte našu zákaznícku podporu.

Ak nedodržíte pokyny výrobcu, prípadná oprava sa neuzná ako záručná.

POPIS VÝROBKU

- 1 LED maska na tvár
- 2 USB kábel k maske
- 3 Diaľkový ovládač
- 4 Tlačidlo zapnutia/vypnutia a tlačidlo zmeny režimu
- 5 Tlačidlo nastavenia úrovne jasu
- 6 Textilné vrecko
- 7 Pásy na ľavú a pravú stranu
- 8 Ochranné okuliare
- 9 USB-C nabíjací kábel
- 10 Páska na hornú stranu
- 11 Nabíjací port USB-C



NÁVOD NA POUŽITIE

LED svetelná terapia je biologická reakcia buniek na špecifické vlnové dĺžky svetla. Nejde o laser, ale o LED žiarenie, ktoré je bezpečné, nezahrieva tkanivo a je teda neinvazívne.

Niektoré klinické štúdie uverejnené v dermatologickej literatúre naznačujú, že svetlo s rôznymi vlnovými dĺžkami môže prispieť k lepšiemu vzhľadu pokožky, napríklad zlepšiť jej štruktúru alebo znížiť viditeľné nedokonalosti.

Červené svetlo (≈620–660 nm) – Preniká hlboko do pokožky, kde aktivuje fibroblasty, zvyšuje syntézu kolagénu a elastínu, čím môže redukovať jemné vrásky a podporovať pružnosť pokožky.

Blízke infračervené svetlo (≈650–950 nm) – Vyznačuje sa schopnosťou prenikať do pokožky hlbšie než iné vlnové dĺžky viditeľného svetla používané v LED terapii. Ide o špecifický rozsah vlnových dĺžok svetla v infračervenom spektre, ktoré prispievajú k hlbšej regenerácii tkanív a hojeniu.

Hlboké blízke infračervené svetlo (≈1000–1042 nm, neviditeľné svetlo) – preniká do hlbších vrstiev tkanív (svalov a fascií), čím zlepšuje mikrocirkuláciu a prísun kyslíka do buniek. Zlepšuje krvný obeh, upokojuje svalové napätie a urýchľuje bunkový metabolizmus pre hlbokú regeneráciu pokožky a úľavu od zápalu, urýchľuje hojenie jaziev po akné a po poškodení UV žiarením.

* Blízke infračervené a hlboké blízke infračervené svetlo, integrované do LED svetelnej terapie, môžu výrazne zvýšiť celkovú účinnosť terapie.

Modré svetlo (≈405–470 nm) – Pôsobí v povrchových vrstvách epidermis a vďaka svojim antibakteriálnym vlastnostiam účinne bojuje proti baktériám spôsobujúcim akné, pomáha odstraňovať nedokonalosti a predchádzať budúcemu vzniku akné, zmierňuje zápal a upokojuje začervenanie, čím podporuje čistejšiu a hladšiu pleť.

Žlté svetlo (≈570–590 nm) – Preniká do povrchovej vrstvy dermis, teda strednej vrstvy kože, kde pomáha zmierňovať začervenanie, zápal a podráždenie a zanecháva pleť sviežu a vyváženú. Žlté svetlo podporuje jednotný tón pleti.

* **Informácie o účinkoch jednotlivých vlnových dĺžok vychádzajú z uverejnených vedeckých štúdií o LED osvetlení vo všeobecnosti a nemusia nevyhnutne zodpovedať účinkom konkrétneho zariadenia.**

Test citlivosti na svetlo

- Pred prvým použitím vykonajte test na citlivosť na svetlo tak, že si LED masku na niekoľko minút priložíte na predlaktie. Ak je pokožka začervenaná alebo svrbí, prístroj nepoužívajte.
- LED maska je vhodná pre všetky typy pleti.
- **Pred použitím LED masky musí byť pleť čistá, suchá a bez make-upu alebo krému!**

1. Pred použitím LED masky si dôkladne očistite tvár, aby ste odstránili všetky nečistoty, make-up alebo krém. Tým zabezpečíte, že LED svetlo bude môcť účinne preniknúť do pokožky. Osušte si tvár čistým uterákom.
2. Vložte ochranné okuliare (8) do masky a pripevnite pásy k maske. Prevlečte konce pásy (7) dvoma otvormi na ľavej strane a na mieste ich zaistíte suchým zipsom. Rovnako postupujte s druhou páskou na pravej strane. Pokračujte prevlečením pásy (10) horným otvorom a na mieste zaistíte koniec suchým zipsom.
3. Nasadte si LED masku na tvár a spojte 3 pásy suchým zipsom.
4. Uistite sa, že je ovládač (3) nabitý. Potom pripojte USB kábel masky (2) k ovládaču.
5. Pomocou ovládača zapnite masku dlhým stlačením (cca 2 s) tlačidla 4.
6. Krátkym stlačením tlačidla 4 vyberte požadovaný režim.
7. Krátkym stlačením tlačidla 5 nastavte úroveň jasu (intenzitu ošetrenia). LED maska ponúka tri úrovne nastavenia jasu, čím vám umožňuje prispôbiť LED svetelnú terapiu citlivosti vašej pokožky.
8. Relaxujte počas svetelnej terapie, majte zavreté oči alebo si nasadte priložené ochranné okuliare, aby ste si chránili oči pred LED svetlom.
9. Ak chcete svetelnú terapiu ukončiť skôr, ako uplynie 10-minútový časovač, stlačte a podržte (cca 2 s) tlačidlo 4.
10. Po ošetrení LED maskou nie je potrebné tvár opláchnuť. Na tvár naneste hydratačný krém alebo sérum, ktoré môžu zvýšiť účinok svetelnej terapie. LED svetelná terapia môže tiež zefektívniť vstrebávanie následne aplikovaných produktov starostlivosti o pleť.

Režimy

A Červené svetlo 633 nm + 830 nm blízke infračervené svetlo + 1072 nm hlboké blízke infračervené svetlo

– Režim na podporu krajšieho vzhľadu pokožky

– **Hlboké blízke infračervené svetlo (1072 nm, neviditeľné svetlo)** – Podporuje prirodzené procesy pokožky

B Modré svetlo 460 nm + 830 nm blízke infračervené svetlo + 1072 nm hlboké blízke infračervené svetlo

– Tento režim podporuje čistejší vzhľad pokožky a pôsobí v povrchových vrstvách

C Žlté svetlo 590 nm + 830 nm blízke infračervené svetlo + 1072 nm hlboké blízke infračervené svetlo

– Režim, ktorý prispieva k vyrovnanejšiemu tónu pleti a podporuje jej prirodzený jas


* Tento režim je vhodný pre osoby s citlivou alebo podráždenou pokožkou.

Nastavenie intenzity

- **Nízka intenzita svetla** – vhodná pre ľudí s citlivou pokožkou alebo pre tých, ktorí s LED svetelnou terapiou len začínajú. Poskytuje jemné a decentné osvetlenie, ktoré zaručuje príjemný zážitok bez zaťaženia pokožky.
- **Stredná intenzita** – vhodná pre osoby s normálnou citlivosťou pokožky. Poskytuje účinnú dávku LED svetla, ktorú vaša pokožka dokáže absorbovať a využívať jej účinky.
- **Vysoký jas** – vhodný pre osoby, ktoré preferujú silnejšiu stimuláciu alebo majú silnejšiu pokožku, ktorá môže vyžadovať vyššiu dávku LED svetla na účinné preniknutie. Vysoký jas poskytuje intenzívnejší a jasnejší výstup LED svetla.

Upozornenie: Pred intenzívnym používaním vysokej úrovne jasů je však dôležité zistiť reakciu a citlivosť vašej pokožky, pretože dlhodobé vystavenie intenzívnemu svetlu môže spôsobiť nepríjemné pocity alebo podráždenie.

Upozornenie: Vždy je vhodné začať s nižším nastavením úrovne jasů a sledovať, ako pokožka reaguje počas a po terapii, a v prípade potreby jas postupne zvyšovať.



Funkcia automatického vypnutia – LED maska disponuje funkciou automatického vypnutia po 10 minútach prevádzky. To pomáha predchádzať nadmernému vystaveniu LED svetlu a zaručuje, že z LED terapie získate požadované prínosy a zachová sa bezpečnosť. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame používať LED masku 10–20 minút na jednu svetelnú terapiu. Používajte pravidelne 2–4-krát týždenne.

Poznámka: Po použití LED terapie sa pokožka môže mierne začervenať; tento stav je normálny a mal by do 1–2 hodín ustúpiť. Ak sa u vás objaví akékoľvek nepohodlie, podráždenie alebo alergická reakcia, prestaňte masku používať.

Neprekračujte odporúčanú dĺžku ošetrovania a frekvenciu používania, aby ste predišli nadmernému používaniu a možným nežiaducim účinkom na pokožku.

Poznámka: Individuálne výsledky sa môžu líšiť v závislosti od typu pleti, jej aktuálneho stavu a pravidelnosti používania.

Nabíjanie

- Na nabíjanie použite nabíjací kábel USB-C, ktorý je súčasťou balenia, a zapojte ho do nabíjacieho portu USB-C na ovládači. Pripojte ho k adaptéru a potom do elektrickej zásuvky.
- Odporúčané parametre adaptéra: s maximálnym výstupným prúdom 5 V/2 A.
- Nenavlečte si LED masku počas nabíjania!
- Pred nabíjaním odporúčame odpojiť ovládač od LED masky a nabíjať ho samostatne.
- **Poznámka:** LED masku nie je možné zapnúť počas nabíjania.
- Počas nabíjania sa na ovládači rozsvietia kontrolky.
- Doba úplného nabitia je približne 1,5 hodiny, potom zariadenie ihneď odpojte od napájania.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Po každom použití jemne očistite vnútornú časť LED masky navlhčenou mäkkou handričkou a následne ju utrite do sucha. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani tvrdé predmety, pretože môžu poškodiť povrch zariadenia!
- LED masku uchovávajte na suchom a bezprašnom mieste (ideálne v dodanom obale / látkovom vrecku) mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a extrémnych teplôt.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- **Spotrebič nikdy nečistite pod tečúcou vodou, neoplachujte ho ani ho neponárajte do vody ani do inej tekutiny!**

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
Ovládač počas nabíjania nereaguje.	Poškodený nabíjací kábel.	Vymeňte ho za vhodný nabíjací kábel.
		Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Kontrolka na ovládači bliká.	Blikajúca dióda signalizuje, že sa zariadenie vybíja.	Zariadenie čo najskôr nabite. Nechajte ovládač nabíjať, kým kontrolky neprestanú blikáť a nebudú svietiť nepretržite.
Svetlo v LED maske sa nerozsvieti.	Batéria je takmer vybitá.	Plne nabite ovládač (približne 1,5 hodiny). Upozornenie: Masku s LED diódami nie je možné počas nabíjania zapnúť.
Nerovnomerný svetelný výkon.	Nečistoty na povrchu LED diód, ktoré ovplyvňujú rozloženie svetla.	Povrch jemne očistite navlhčenou mäkkou handričkou.
	Poškodené LED diódy.	Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Nekonzistentné alebo blikajúce svetlo.	Skontrolujte pripojenie masky a ovládača.	Nabite ovládač. Ak problém pretrváva, nabite ovládač v inej zásuvke alebo pomocou iného kompatibilného nabíjacieho kábla/adaptéra.
Podráždenie kože, nepríjemné pocity.	Prekročili ste odporúčanú dĺžku ošetrovania alebo frekvenciu používania.	Dodržiavajte odporúčané pokyny na používanie – výber vhodného režimu osvetlenia, dĺžku trvania, frekvenciu používania a úroveň jasů.
	Citlivá pokožka.	Pred intenzívnym používaním masky ju najprv krátko (cca 1 minútu) vyskúšajte pri nízkej intenzite svetla. Ak je pokožka začervenaná alebo svrbí, prestaňte masku s LED svetlom používať a poraďte sa so svojím dermatológom.

SERVIS

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí urobiť odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých prístrojov.
- Škatuľu od prístroja môžete dať do zberu triedeného odpadu.
- Plastové vrecúška z polyetylénu (PE) odovzdajte ako zberný odpad na recykláciu.

Recyklácia prístroja na konci jeho životnosti



Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2012/19/EU o elektrickom odpade a elektrických zariadeniach (WEEE). Symbol na výrobku alebo jeho obale udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Treba ho odovzdať na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s predpismi na likvidáciu odpadu. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, u služby na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EU, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, vzhľade a technických špecifikáciách môžu nastať bez predošlého upozornenia a na tieto zmeny si vyhradzuje právo.

Podziękowanie

Dziękujemy za zakup produktu marki Concept i życzymy Państwu zadowolenia z naszego produktu przez cały czas jego użytkowania.

Przed pierwszym użyciem prosimy o uważne przeczytanie całej instrukcji obsługi oraz zachowanie jej na przyszłość. Należy zadbać o to, aby także inne osoby, które będą obchodziły się z produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją.

Parametry techniczne	
Napięcie	5 V / 1,3 A typ C
Pojemność baterii	2500 mAh 3,7 V
Czas pełnego naładowania	1,5 godz.
Maksymalny czas pracy przy najniższej intensywności	150 min
Długość fali – światło czerwone	633 nm + 830 nm + 1072 nm
Długość fali – światło niebieskie	460 nm + 830 nm + 1072 nm
Długość fali – światło żółte	590 nm + 830 nm + 1072 nm
Długość fali – światło bliskiej podczerwieni	830 nm
Długość fali – światło dalekiej podczerwieni	1072 nm
Liczba diod LED	100 sztuk
Liczba chipów na każdej diodzie LED	4
Czas pracy (1 cykl)	10 min
Materiał	płynny silikon medyczny

WAŻNE PRZESTROGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie wolno korzystać z urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji.
- Nie należy używać maski LED, jeśli jesteś w ciąży, cierpisz na epilepsję, masz alergię na światło, przyjmujesz leki zwiększające wrażliwość na światło (np. niektóre rodzaje antybiotyków) lub cierpisz na aktywną infekcję skóry.
- Przed użyciem urządzenia zdejmij okulary, ew. wyjmij szkła kontaktowe.
- Przed pierwszym użyciem usuń z urządzenia wszystkie materiały opakowaniowe i marketingowe.
- Upewnij się, że podłączane napięcie jest zgodne z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone, ew. podłączone do gniazda elektrycznego.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia od gniazda elektrycznego upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.


- Podczas odłączania urządzenia od gniazda elektrycznego, nigdy nie wrywaj wtyczki poprzez ciągnięcie kabla zasilającego, natomiast chwyć wtyczkę i odłącz ją poprzez wyjęcie.
- Nie dopuszczaj dzieci ani osób ubezwłasnowolnionych do obsługi urządzenia. Używaj urządzenia poza ich zasięgiem.
- Urządzenie to mogą obsługiwać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych albo osoby o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, pod warunkiem że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja wykonywane przez użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci poniżej 8 roku życia, chyba że znajdują się pod nadzorem. Dzieci poniżej 8 roku życia muszą znajdować się poza zasięgiem urządzenia i jego przewodu zasilającego. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- W przypadku używania urządzenia w pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie wolno używać urządzenia jako zabawki.
- **Przed czyszczeniem i po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz go od gniazda elektrycznego.**
- Nie pozwól na to, aby przewód zasilający dotykał gorących powierzchni.
- Nie pozwól, aby urządzenie wisiało na kablu zasilającym.
- Nie wolno używać urządzenia w środowisku, w którym występują gazy wybuchowe i substancje łatwopalne (rozpuszczalniki, lakiery, kleje itd.).
- Nie wolno czyścić urządzenia szorstkimi materiałami ani agresywnymi substancjami chemicznymi.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, gdy nie pracuje ono prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w cieczy. Należy przekazać go do autoryzowanego centrum serwisowego w celu przebadania i naprawy.
- Nie wolno używać urządzenia, gdy kabel lub wtyczka są uszkodzone. Usterkę należy natychmiast usunąć, zwracając się do autoryzowanego centrum serwisowego.
- Nie wolno zawijać kabla zasilającego wokół korpusu urządzenia.
- Nie wolno używać urządzenia na zewnątrz budynków.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego, a nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku osobistego.
- **Nie zanurzaj kabla zasilającego, wtyczki ani urządzenia w wodzie lub innej cieczy.**

- Nie używaj akcesoriów innych niż zalecane przez producenta.
- Nie naprawiaj urządzenia we własnym zakresie. Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Maska LED nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci.
- Należy unikać kontaktu z wodą. Maska LED nie jest wodoodporna.
- Nie należy przechowywać maski LED w ekstremalnych temperaturach ani w wilgotnym otoczeniu. Należy ją przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Podczas użytkowania należy mieć zamknięte oczy lub nosić dołączone osłony na oczy, aby chronić oczy przed światłem LED. Bezpośrednia ekspozycja oczu na światło LED może powodować dyskomfort lub potencjalne uszkodzenie wzroku.
- Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości, obawy, konkretne problemy zdrowotne lub wystąpią u Ciebie działania niepożądane, skonsultuj się ze swoim dermatologiem lub lekarzem pierwszego kontaktu albo skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Nieprzestrzeganie wskazówek producenta może prowadzić do nieobjęcia gwarancją ewentualnej naprawy.

OPIS PRODUKTU

- 1 Maska LED na twarz
- 2 Kabel USB do maski
- 3 Pilot
- 4 Przycisk włączania/wyłączania i przycisk zmiany trybu
- 5 Przycisk regulacji jasności
- 6 Worek materiałowy
- 7 Paski na lewą i prawą stronę
- 8 Osłony na oczy
- 9 Kabel ładujący USB-C
- 10 Pasek na górną część
- 11 Port ładowania USB-C



INSTRUKCJA UŻYCIA

Terapia światłem LED to biologiczna reakcja komórek na określone długości fal światła. Nie jest to laser, lecz promieniowanie LED, które jest bezpieczne, nie powoduje ogrzewania tkanek, a zatem jest nieinwazyjne.

Niektóre badania kliniczne opublikowane w literaturze dermatologicznej sugerują, że światło o różnych długościach fal może poprawiać wygląd skóry, na przykład poprawiając jej strukturę lub redukując widoczne niedoskonałości.

Światło czerwone (≈620–660 nm) – wnika głęboko w skórę, gdzie aktywuje fibroblasty, zwiększa syntezę kolagenu i elastyny, a tym samym może redukować drobne zmarszczki i poprawiać elastyczność skóry.

Światło bliskiej podczerwieni (≈650–950 nm) – Wyróżnia się zdolnością do głębszego wnikania w skórę niż inne długości fal światła widzialnego stosowane w terapii LED. Jest to specyficzny zakres długości fal świetlnych w widmie podczerwieni, które wspomagają głębszą regenerację tkanek i gojenie.

Światło dalekiej podczerwieni (≈1000–1042 nm, światło niewidzialne) – wnika w głębsze warstwy tkanek (mięśni i powięzi), poprawiając w ten sposób mikrokrążenie i pobór tlenu przez komórki. Poprawia krążenie krwi, łagodzi napięcie mięśniowe i przyspiesza metabolizm komórkowy, zapewniając głęboką regenerację skóry i łagodzenie stanów zapalnych, a także przyspiesza gojenie się blizn potrądzikowych i uszkodzeń spowodowanych promieniowaniem UV.

* Światło bliskiej podczerwieni i głębokiej bliskiej podczerwieni, wbudowane w urządzenia do terapii światłem LED, może znacznie zwiększyć ogólną skuteczność terapii.

Niebieskie światło (≈405–470 nm) – Działa w powierzchniowych warstwach naskórka, a dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym skutecznie zwalcza bakterie wywołujące trądzik, pomaga usuwać niedoskonałości i zapobiega powstawaniu trądziku w przyszłości, łagodzi stany zapalne i zmniejsza zaczerwienienia, przyczyniając się tym samym do uzyskania czystszej i gładkiej skóry.

Światło żółte (≈570–590 nm) – wnika do powierzchniowej warstwy skóry właściwej, czyli środkowej warstwy skóry, gdzie pomaga zmniejszyć zaczerwienienia, stany zapalne i podrażnienia, pozostawiając skórę odświeżoną i zrównoważoną. Światło żółte wspomaga wyrównanie koloru skóry.

* **Informacje dotyczące działania poszczególnych długości fal opierają się na opublikowanych badaniach naukowych dotyczących ogólnie światła LED i nie muszą koniecznie odpowiadać działaniu konkretnego urządzenia.**

Test wrażliwości na światło

- Przed pierwszym użyciem należy przeprowadzić test na nadwrażliwość na światło, przykładając maskę LED do przedramienia na kilka minut. Jeśli skóra zaczerwieni się lub pojawi się swędzenie, nie należy używać urządzenia.
- Maskę LED nadaje się do wszystkich rodzajów skóry.
- **Przed użyciem maski LED skóra musi być czysta, sucha i pozbawiona makijażu lub kremu!**

1. Przed użyciem maski LED dokładnie oczyść twarz, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, makijaż lub krem. Dzięki temu światło LED będzie mogło skutecznie wnikać w skórę. Osusz twarz czystym ręcznikiem.
2. Włóż osłony oczu (8) do maski i przymocuj paski do maski. Przeciagnoj końce taśmy (7) przez dwa otwory po lewej stronie i zamocuj je na miejscu za pomocą rzepów. Postępuj w ten sam sposób z drugą taśmą po prawej stronie. Następnie przeciągnij taśmę (10) przez górny otwór i zamocuj jej koniec na miejscu za pomocą rzepów.
3. Załóż maskę LED na twarz i połącz ze sobą 3 paski za pomocą rzepów.
4. Upewnij się, że pilot (3) jest naładowany. Następnie podłącz kabel USB maski (2) do pilota.
5. Włącz maskę za pomocą pilota, naciskając i przytrzymując (ok. 2 s) przycisk 4.
6. Krótkim naciśnięciem przycisku 4 wybierz żądany tryb.
7. Krótkim naciśnięciem przycisku 5 ustaw poziom jasności (intensywność zabiegu). Maskę LED oferuje trzy poziomy jasności, co pozwala dostosować terapię światłem LED do wrażliwości Twojej skóry.
8. Zrelaksuj się podczas terapii światłem, zamknij oczy lub załóż dołączone okulary ochronne, aby chronić oczy przed światłem LED.
9. Jeśli chcesz zakończyć terapię światłem przed upływem 10 minut, naciśnij i przytrzymaj (przez ok. 2 sekundy) przycisk 4.
10. Po zabiegu z użyciem maski LED nie trzeba spłukiwać twarzy. Nałóż na twarz krem nawilżający lub serum, które mogą wzmocnić działanie terapii światłem. Terapia światłem LED może również usprawnić wchłanianie nakładanych później produktów pielęgnacyjnych.

Tryby pracy


- A Światło czerwone 633 nm + światło bliskiej podczerwieni 830 nm + światło głębokiej bliskiej podczerwieni 1072 nm** – tryb poprawiający wygląd skóry
– **Światło dalekiej podczerwieni (1072 nm, światło niewidzialne)** – Wspomaga naturalne procesy zachodzące w skórze
- B Światło niebieskie 460 nm + światło bliskiej podczerwieni 830 nm + światło głębokiej bliskiej podczerwieni 1072 nm** – ten tryb wspomaga uzyskanie czystszej skóry, oddziałuje na warstwy powierzchniowe
- C Światło żółte 590 nm + światło bliskiej podczerwieni 830 nm + światło głębokiej bliskiej podczerwieni 1072 nm** – tryb przyczyniający się do uzyskania bardziej jednolitego koloru skóry i wzmacniający jej naturalny blask
* Ten tryb jest odpowiedni dla osób o wrażliwej lub podrażnionej skórze.

Regulacja intensywności

- **Niska jasność** – odpowiednia dla osób o wrażliwej skórze lub tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z terapią światłem LED. Zapewnia delikatne i subtelne oświetlenie, które gwarantuje przyjemne doznania bez obciążania skóry.
- **Średnia jasność** – odpowiednia dla osób o normalnej wrażliwości skóry. Zapewnia skuteczną dawkę światła LED, którą skóra może wchłoniąć i wykorzystać jego działanie.
- **Wysoka jasność** – odpowiednia dla osób, które preferują silniejszą stymulację lub mają grubsza skórę, która może wymagać większej dawki światła LED, aby zapewnić skuteczne przenikanie. Wysoka jasność zapewnia intensywniejszy i jaśniejszy strumień światła LED.

Uwaga: Przed intensywnym korzystaniem z wysokiego poziomu jasności należy jednak sprawdzić reakcję i wrażliwość skóry, ponieważ długotrwała ekspozycja na intensywne światło może powodować dyskomfort lub podrażnienia.

Uwaga: Zawsze zaleca się rozpoczęcie terapii od niższego poziomu jasności i obserwowanie reakcji skóry w trakcie i po zabiegu, a w razie potrzeby stopniowe zwiększanie jasności.



Funkcja automatycznego wyłączania – maska LED posiada funkcję automatycznego wyłączania po 10 minutach działania. Pomaga to zapobiegać nadmiernej ekspozycji na światło LED oraz gwarantuje uzyskanie pożądanego efektu z terapii LED przy zachowaniu bezpieczeństwa. Aby osiągnąć optymalne rezultaty, zalecamy stosowanie maski LED przez 10–20 minut podczas jednej sesji terapii światłem. Stosuj regularnie 2–4 razy w tygodniu.

Uwaga: Po zastosowaniu terapii LED skóra może lekko zaczerwienić się; jest to normalne i powinno ustąpić w ciągu 1–2 godzin. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek dolegliwości, podrażnienia lub reakcje alergiczne, należy zaprzestać stosowania maski. Nie należy przekraczać zalecanego czasu trwania zabiegu ani częstotliwości stosowania, aby uniknąć nadmiernego stosowania i potencjalnych niepożądanych skutków dla skóry.

Uwaga: Indywidualne efekty mogą się różnić w zależności od rodzaju skóry, jej aktualnego stanu oraz regularności stosowania.

Ładowanie

- Do ładowania należy użyć dołączonego do zestawu kabla USB-C i podłączyć go do portu USB-C w pilocie. Następnie podłącz kabel do zasilacza, a potem do gniazdka elektrycznego.
- Zalecane parametry zasilacza: maksymalny prąd wyjściowy 5 V/2 A.
- Nie zakładaj maski LED podczas ładowania!
- Przed ładowaniem zalecamy odłączenie pilota od maski LED i ładowanie go osobno.
- **Uwaga:** Podczas ładowania nie można włączyć maski LED.
- Podczas ładowania na pilocie zapalają się diody.
- Pełne naładowanie trwa około 1,5 godziny, po czym należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Po każdym użyciu delikatnie wyczyść wnętrze maski LED zwilżoną miękką ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha. Nie używaj żadnych środków czyszczących ani twardych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia!
- Przechowuj maskę LED w suchym i wolnym od kurzu miejscu (najlepiej w dołączonym opakowaniu / woreczku z tkaniny), z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i ekstremalnych temperatur.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Nigdy nie należy myć urządzenia pod bieżącą wodą, nie należy go spłukiwać ani zanurzać w wodzie ani w żadnym innym płynie!**

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Pilot nie reaguje podczas ładowania.	Uszkodzony kabel ładujący.	Wymień na odpowiedni kabel ładujący. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Dioda na pilocie miga.	Migająca dioda sygnalizuje, że urządzenie się rozładowuje.	Jak najszybciej naładuj urządzenie. Pozostaw pilot do ładowania, aż kontrolki przestaną migać i będą świecić światłem ciągłym.
Światło w masce LED nie zapala się.	Bateria jest prawie rozładowana.	W pełni naładuj kontroler (około 1,5 godziny). Uwaga: podczas ładowania nie można włączyć maski LED.
Nierównomierny rozkład światła.	Zanieczyszczenia na powierzchni diod LED, które wpływają na rozkład światła.	Delikatnie przetrzyj powierzchnię zwilżoną miękką ściereczką.
	Uszkodzone diody LED.	Proszę skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Niespójne lub migające światło.	Sprawdź połączenie maski i kontrolera.	Naładuj kontroler. Jeśli problem nadal występuje, naładuj kontroler w innym gniazdku lub przy użyciu innego odpowiedniego kabla/zasilacza.

Podrażnienie skóry, nieprzyjemne odczucia.	Przekroczyli Państwo zalecaną długość zabiegu lub częstotliwość stosowania.	Należy przestrzegać zaleceń dotyczących użytkowania – wyboru odpowiedniego trybu oświetlenia, czasu trwania, częstotliwości stosowania oraz poziomu jasności.
	Skóra wrażliwa.	Przed intensywnym stosowaniem maski wypróbuj ją przez krótką chwilę (ok. 1 minuty) przy niskiej intensywności światła.
		Jeśli skóra jest zaczerwieniona lub swędzi, należy zaprzestać stosowania maski LED i skonsultować się z dermatologiem.

SERWIS

Bardziej kompleksowe konserwacje lub naprawy wymagające ingerencji w wewnętrzne elementy produktu muszą zostać wykonane przez wykwalifikowany serwis.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Preferujemy recykling materiałów opakowaniowych oraz starych urządzeń elektrycznych.
- Karton od urządzenia można oddać w punkcie zbiórki odpadów sortowanych.
- Plastikowe worki z polietylenu (PE) oddajemy w punkcie zbiórki materiałów do recyklingu.

Recykling urządzenia po zakończeniu użytkowania



Urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że takiego produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego. Należy przekazać go do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłoby wynikać z niewłaściwej utylizacji produktu. Utylizację należy wykonać zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu produktu należy zwrócić się do lokalnego urzędu, firmy zajmującej się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub sklepu, w którym zakupiono produkt.



Produkt spełnia wszystkie stosowne wymagania podstawowe, nakładane na niego przez dyrektywę EU.

Tekst, wygląd i specyfikacja techniczna mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia, do czego zastrzegamy sobie prawo.

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Concept márkájú készüléket, és kívánjuk, hogy használata során végig elégedett legyen termékünkkel.

Az első használat előtt figyelmesen tanulmányozza át az egész használati útmutatót, és őrizze meg. Gondoskodjon róla, hogy a terméket kezelő valamennyi személy megismerje az útmutató tartalmát.

Műszaki adatok	
Feszültség	5 V / 1,3 A C típusú
Akkumulátor kapacitása	2500 mAh 3,7 V
Teljes töltési idő	1,5 óra
Max. üzemidő a legalacsonyabb intenzitáson	150 perc
Hullámhossz – Vörös fény	633 nm + 830 nm + 1072 nm
Hullámhossz – Kék fény	460 nm + 830 nm + 1072 nm
Hullámhossz – Sárga fény	590 nm + 830 nm + 1072 nm
Hullámhossz – Közele infravörös fény	830 nm
Hullámhossz – Mélyközele infravörös fény	1072 nm
LED-ek száma	100 db
Chipek száma LED-enként	4
Működési idő (1 ciklus)	10 perc
Anyag	folyékony orvosi szilikon

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja a készüléket az ebben az útmutatóban leírtaktól eltérően.
- Ne használja a LED-maszkot, ha terhes, epilepsziában szenved, fényérzékeny, fényérzékeny gyógyszereket szed (pl. bizonyos antibiotikumokat), vagy aktív bőrfertőzése van.
- A készülék használata előtt vegye le szemüvegét, ill. vegye ki kontaktlencséit.
- Az első használat előtt távolítsa el a készülékről minden csomagoló- és reklámanyagot.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott feszültség megfelel-e a készülék típuscímkéjén megadott értékeknek.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van kapcsolva, vagy csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.
- Mielőtt a készüléket bedugja vagy kihúzza a konnektorból, győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva.


- A készüléket soha ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból, hanem fogja meg a csatlakozót, és úgy húzza ki.
- Ne engedje, hogy gyermekek vagy cselekvőképtelen személyek hozzáférjenek a készülékhez.
- Ezt a készüléket olyan személyek is használhatják, akik fizikai vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy tapasztalatuk és ismereteik hiányosak, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy megkapták a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat, és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást 8 év alatti gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha felügyelet alatt állnak. A 8 év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől és annak tápkábelétől. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Legyen különösen óvatos, ha a készüléket gyermekek közelében használja.
- Ne engedje, hogy a készüléket játékokra használják.
- **Tisztítás előtt és használat után kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az aljzatból.**
- Ne engedje, hogy a kábel forró felülettel érintkezzen.
- Ne hagyja, hogy a készülék a kábelben lógjon.
- Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol robbanékony gázok vagy gyúlékony anyagok (oldószer, lakk, ragasztó stb.) találhatóak.
- A készülék tisztításához ne használjon durva és kémiaiag agresszív anyagokat.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, ha leesett, megsérült vagy nedves lett. Átvizsgálás és javítás céljából vigye szakszervizbe.
- Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, a hibát haladéktalanul javíttassa meg egy szakszervizben.
- Ne tekerje a kábelt a készülék köré.
- A készüléket ne használja a szabadban.
- A készülék csak háztartási használatra alkalmas, kereskedelmi használatra nem való.
- A készülék személyes használatra készült.
- **Se a tápkábelt, se a csatlakozót, se a készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.**
- Ne használjon más tartozékot, mint amit a gyártó javasol.
- Ne javítsa maga a készüléket. Forduljon szakszervizhez.
- A LED-maszkot gyermekek számára nem ajánljuk.

- Kerülje a vízzel való érintkezést. A LED-maszk nem vízálló.
- Ne tárolja a LED-maszkot szélsőséges hőmérsékleten vagy nedves környezetben. Hűvös, száraz helyen, gyermekektől elzárva tárolja.
- Használat közben tartsa csukva a szemét, vagy viselje a mellékelt szemvédőt, hogy megvédje a szemét a LED-fénytől. A szem közvetlen kitétsége a LED-fénynek kellemetlenséget vagy potenciális szemkárosodást okozhat.
- Ha bármilyen kétsége, aggodalma, speciális egészségügyi problémája van, vagy mellékhatások jelentkeznek, konzultáljon bőrgyógyászával vagy háziorvosával, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Ha nem tartja be a gyártó utasításait, az esetleges javításra nem vonatkozik a jótállás.

A TERMÉK LEÍRÁSA

- 1 LED-es arcmaszk
- 2 USB-kábel a maszkhoz
- 3 Távirányító
- 4 Be-/kikapcsoló gomb és üzemmódváltó gomb
- 5 Fényerő-beállító gomb
- 6 Szövet tasak
- 7 Szalagok a bal és jobb oldalhoz
- 8 Szemvédők
- 9 USB-C töltőkábel
- 10 Szalag a felső részhez
- 11 USB-C töltőport



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az LED-fényterápia a sejtek biológiai reakciója a fény meghatározott hullámhosszára. Nem lézerről van szó, hanem LED-sugárzásról, amely biztonságos, nem melegíti fel a szöveteket, és így nem invazív.

A bőrgyógyászati szakirodalomban megjelent egyes klinikai tanulmányok arra utalnak, hogy a különböző hullámhosszúságú fény hozzájárulhat a bőr megjelenésének javulásához, például javíthatja a bőr textúráját vagy csökkentheti a látható bőrhibákat.

Vörös fény (≈620–660 nm) – Mélyen behatol a bőrbe, ahol aktiválja a fibroblasztokat, fokozza a kollagén és az elasztin szintézisét, és ezáltal csökkentheti a finom ráncokat, valamint elősegítheti a bőr rugalmasságát.

Közei infravörös fény (≈650–950 nm) – Kiemelkedő tulajdonsága, hogy mélyebbre hatol a bőrbe, mint a LED-terápiában használt látható fény egyéb hullámhosszai. Ez az infravörös spektrumban található speciális fényhullámhossz-tartomány, amely elősegíti a szövetek mélyebb regenerálódását és a gyógyulást.

Mély, közei infravörös fény (≈1000–1042 nm, láthatatlan fény) – Behatol a szövetek (izmok és fasciák) mélyebb rétegeibe, javítva ezzel a mikrokeringést és a sejtek oxigénellátását. Javítja a vérkeringést, enyhíti az izomfeszültséget és felgyorsítja a sejtek anyagcseréjét, elősegítve a bőr mélyreható regenerálódását és a gyulladás enyhítését, valamint gyorsítja az akne utáni hegek és az UV-sugárzás okozta károsodások gyógyulását.

* A LED-es fényterápiába integrált közei infravörös és mély közei infravörös fény jelentősen növelheti a terápia általános hatékonyságát.

Kék fény (≈405–470 nm) – A bőr felső rétegeiben hat, és antibakteriális tulajdonságainak köszönhetően hatékonyan küzd az aknét okozó baktériumok ellen, segít eltüntetni a bőrhibákat és megelőzni az akne későbbi kialakulását, csökkenti a gyulladást és enyhíti a bőrpír tüneteit, így elősegíti a tisztább és simább bőrt.

Sárga fény (≈570–590 nm) – Behatol a bőr középső rétegébe, a dermisbe, ahol segít csökkenteni a bőrpírt, a gyulladást és az irritációt, és friss, kiegyensúlyozott bőrt eredményez. A sárga fény elősegíti a bőrszín kiegyenlítését.

*** Az egyes hullámhosszok hatásairól szóló információk az LED-fényről általában megjelent tudományos tanulmányokon alapulnak, és nem feltétlenül egyeznek meg egy adott készülék hatásaival.**

Fényérzékenységi teszt

- Az első használat előtt végezzen fényallergia-tesztet úgy, hogy a LED-maszkot néhány percre az alkarjára helyezi. Ha a bőr piros lesz vagy viszket, ne használja a készüléket.
 - Az LED-maszk minden bőrtípusra alkalmas.
 - **A bőrnek a LED-maszk használata előtt tisztának, száraznak és smink- vagy krémmentesnek kell lennie!**
1. A LED-maszk használata előtt alaposan tisztítsa meg az arcát, hogy eltávolítsa az összes szennyeződést, sminket vagy krémet. Ezzel biztosítja, hogy a LED-fény hatékonyan behatolhasson a bőrbe. Törölje szárazra az arcát egy tiszta törülközővel.
 2. Helyezze be a szemvédőket (8) a maszkba, majd rögzítse a pántokat a maszkhoz. Húzza át a pánt (7) végeit a bal oldalon található két lyukon, és rögzítse a végeket a helyükön tépőzáras szalaggal. Ugyanígy járjon el a jobb oldalon található második pánttal is. Folytassa a pánt (10) átfűzésével a felső lyukon, és rögzítse a végét a helyén tépőzáras szalaggal.
 3. Helyezze fel az arcára a LED-es maszkot, majd rögzítse a 3 szalagot egymáshoz tépőzáras szalaggal.
 4. Győződjön meg arról, hogy a vezérlő (3) feltöltve van. Ezután csatlakoztassa a maszk USB-kábelét (2) a vezérlőhöz.
 5. A távirányítóval kapcsolja be a maszkot a 4-es gomb hosszú (kb. 2 másodperces) lenyomásával.
 6. A 4-es gomb rövid megnyomásával válassza ki a kívánt üzemmódot.
 7. Az 5-ös gomb rövid megnyomásával állítsa be a fényerőt (a kezelés intenzitását). A LED-maszk három fényerő-beállítási szintet kínál, így a bőre érzékenységehez igazíthatja a LED-fényterápiát.
 8. Pihenjen a fényterápia alatt, tartsa csukva a szemét, vagy viselje a mellékelt szemvédőt, hogy megvédje a szemét a LED-fénytől.
 9. Ha a fényterápiát a 10 perces időzítő lejárta előtt szeretné befejezni, tartsa lenyomva (kb. 2 másodpercig) a 4-es gombot.
 10. Az LED-maszkos kezelés után nem szükséges leöblíteni az arcot. Vigyen fel az arcára hidratáló krémet vagy szérumot, amelyek fokozhatják a fényterápia hatását. Az LED-fényterápia emellett hatékonyabbá teheti a később felvitt ápolószerek felszívódását is.

Módok


- A 633 nm-es vörös fény + 830 nm-es közeli infravörös fény + 1072 nm-es mély közeli infravörös fény**
 – A bőr megjelenésének javítását elősegítő üzemmód
 – **Mélyközeli infravörös fény (1072 nm-es láthatatlan fény)** – Támogatja a bőr természetes folyamatait.
- B Kék fény 460 nm + 830 nm közeli infravörös fény + 1072 nm mély közeli infravörös fény**
 – Ez az üzemmód a bőr felszíni rétegeiben hatva elősegíti a bőr tisztább megjelenését.
- C Sárga fény 590 nm + 830 nm közeli infravörös fény + 1072 nm mély közeli infravörös fény**
 – Ez a mód hozzájárul az egyenletesebb bőrtónushoz és a természetes ragyogás elősegítéséhez.
 * A kezelési mód alkalmas érzékeny vagy irritált bőrűek számára.

Intenzitásbeállítások

- Alacsony fényerő** – Érzékeny bőrűek vagy a LED-es fényterápiát most ismerkedők számára alkalmas. Lágy és finom megvilágítást biztosít, amely kellemes élményt nyújt a bőr megterhelése nélkül.
- Közepes fényerő** – normál bőrérzékenységű emberek számára alkalmas. Hatékony LED-fényt biztosít, amelyet a bőr elnyel és hasznosít.
- Nagy fényerő** – Alkalmas azok számára, akik az erősebb stimulációt kedvelik, vagy vastagabb bőrűek, akiknek nagyobb LED-fényre lehet szükségük a hatékony behatoláshoz. A nagy fényerő intenzívebb és fényesebb LED-fénykibocsátást biztosít.

Figyelmeztetés: Azonban fontos felmérni a bőr reakcióját és érzékenységét, mielőtt intenzív, nagy fényerősségű lámpákat használna, mivel az intenzív fénynek való hosszan tartó kitettség kellemetlenséget vagy irritációt okozhat.

Figyelmeztetés: Mindig érdemes alacsonyabb fényerő-beállítással kezdeni, és megfigyelni, hogyan reagál a bőr a terápia alatt és után, majd szükség esetén fokozatosan növelni a fényerőt.



Automatikus kikapcsolás funkció – A LED-maszk 10 perc működés után automatikusan kikapcsol. Ez segít megelőzni a LED-fénynek való túlzott kitettséget, és biztosítja, hogy a LED-terápia a kívánt eredményt hozza. Az optimális eredmény elérése érdekében a LED-maszk használatát 10-20 percig/1 fényterápiás alkalomig javasoljuk. Használja rendszeresen, heti 2-4 alkalommal.

Megjegyzés: A LED-terápia használata után a bőr enyhén kipirosodhat, ez normális, és 1-2 órán belül elmúlik. Ha bármilyen kellemetlenséget, irritációt vagy allergiás reakciót tapasztal, kérjük, hagyja abba a maszk használatát.

Ne lépje túl az ajánlott kezelési időtartamot és gyakoriságot, hogy elkerülje a túlzott használatot és a bőrre gyakorolt lehetséges káros hatásokat.

Megjegyzés: Az egyéni eredmények a bőrtípustól, az aktuális állapottól és a használat gyakoriságától függően változhatnak.

Töltés

- A töltéshez használjd a mellékelt USB-C töltőkábelt, és csatlakoztasd a kontrollert USB-C töltőportjához. Csatlakoztasd az adapterhez, majd a konnektorhoz.
- Ajánlott adapter paraméterek: maximális kimeneti áram 5V/2A.
- Ne viseljen LED-maszkot töltés közben!
- Töltés előtt javasoljuk, hogy a vezérlőt válasszuk le a LED-maszkról, és külön töltsük fel.
- Megjegyzés:** A LED-maszk töltés közben nem kapcsolható be.
- A távirányítón lévő LED-ek töltés közben világítanak.
- A teljes töltési idő körülbelül 1,5 óra, majd azonnal húzza ki a konnektorból.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden használat után óvatosan tisztítsa meg a LED-maszk belsejét egy nedves, puha ruhával, majd törölje szárazra. Ne használjon tisztítószerkeket vagy kemény tárgyakat, mert ezek károsíthatják a készülék felületét!
- A LED-maszkot száraz és pormentes helyen tárolja (ideális esetben a mellékelt csomagolásban/szövetzacskóban), távol a közvetlen napfénytől és a szélsőséges hőmérsékletektől.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Soha ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt, ne öblítse le, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba!**

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A vezérlő töltés közben nem reagál.	Sérült töltőkábel.	Cserélje ki a megfelelő töltőkábelt.
		Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon egy hivatalos szervizközpontoz.
A távirányítón lévő LED villog.	A villogó LED jelzi, hogy a készülék lemerül.	Amint lehet, tölts fel az eszközt. Hagyja a kontrollert tölteni, amíg a jelzőfények abbahagyják a villogást és folyamatosan világítanak.
A LED-maszkban lévő lámpa nem világít.	Az akkumulátor majdnem lemerült.	Tölts fel teljesen a távirányítót (körülbelül 1,5 óra). Megjegyzés: Töltés közben a LED-maszk nem kapcsolható be.
Egyetlen fénykibocsátás.	A LED-ek felületén található szennyeződések, amelyek befolyásolják a fényeloszlást.	Óvatosan tisztítsa meg a felületet egy nedves, puha ruhával.
	Sérült LED-ek.	Lépjön kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal.
Inkonzisztens vagy villogó fény.	Ellenőrizd a maszk és a vezérlő csatlakozásait.	Töltsd fel a kontrollert. Ha a probléma továbbra is fennáll, töltsd a kontrollert egy másik konnektorban, vagy egy másik, kompatibilis töltőkábellel/adapterrel.
Bőrirritáció, kellemetlen érzés.	Túllépte az ajánlott kezelési időtartamot vagy a használat gyakoriságát.	Kövesse a javasolt használati utasításokat – válassza ki a megfelelő fénymódot, időtartamot, használat gyakoriságát és fényerősszintet.
	Érzékeny bőr.	A maszk intenzív használata előtt próbálja ki röviden (kb. 1 percig) alacsony fényintenzitáson. Ha a bőröd vörös vagy viszket, hagyj abba a LED-es maszk használatát, és fordulj bőrgyógyászhoz.

SZERVIZ

Nagyobb mértékű, vagy a termék belső részeire is vonatkozó karbantartást vagy javítást szakszervizben kell elvégeztetni

A KÖRNYEZET VÉDELME

- Lehetőleg gondoskodjon a csomagolóanyagok és a régi készülék újrahasznosításáról.
- A készülék dobozát a szelektív gyűjtőbe dobhatja.
- A polietilén (PE) műanyagzacskókat adja le újrahasznosítható anyagokat gyűjtő udvarban.

A készülék újrahasznosítása élettartama végén



Ez a készülék az európai Elektromos hulladékról és elektromos berendezésekről (WEEE) szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van megjelölve. A terméken vagy a csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy a termék nem tartozik a vegyes háztartási hulladék közé. El kell vinni olyan helyre, ahol az elektromos és elektronikus hulladékot gyűjtik újrahasznosítás céljából. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésének biztosításával megakadályozza a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető negatív hatásokat, amelyeket a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés okozhatna. A megsemmisítést a hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően kell végrehajtani. A termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információkért forduljon az illetékes helyi hivatalhoz, a háztartási hulladék megsemmisítésével foglalkozó szolgáltatóhoz, vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, a módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Pateicība

Pateicamies par šīs "Concept" ierīces iegādi. Ceram, ka būsiet apmierināti ar šo izstrādājumu visu tā kalpošanas laiku.

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un uzglabāiet to drošā vietā, lai nepieciešamības gadījumā varētu pārlasīt. Nodrošiniet, lai arī citi cilvēki, kuri izmantos šo ierīci, pirms šīs ierīces lietošanas būtu iepazinušies ar norādījumiem.

Tehniskie dati	
Spriegums	5 V/1,3 A C tips
Akumulatora ietilpība	2500 mAh 3,7 V
Pilns uzlādes laiks	1,5 stundas
Maks. darbības laiks ar zemāko intensitāti	150 minūtes
Viļņa garums – sarkanā gaismā	633 nm + 830 nm + 1072 nm
Viļņa garums – zilā gaismā	460 nm + 830 nm + 1072 nm
Viļņa garums – dzeltenā gaismā	590 nm + 830 nm + 1072 nm
Viļņa garums – tuvu infrasarkanajai gaismai	830 nm
Viļņa garums – dziļā tuvu infrasarkanā gaismā	1072 nm
LED skaits	100 gab.
Čipu skaits uz katras gaismas diodes	4
Darbības laiks (1 cikls)	10 minūtes
Materiāls	šķidr medicīniskais silikons

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Lietojiet šo ierīci tikai tā, kā izklāstīts šajā lietošanas instrukcijā.
- Nelietojiet LED masku, ja esat grūtniece, Jums ir epilepsija, alerģija pret gaismu, lietojat fotosensibilizējošas zāles (piemēram, dažus antibiotiku veidus) vai Jums ir aktīva ādas infekcija.
- Pirms ierīces lietošanas noņemiet brilles vai izņemiet kontaktlēcas.
- Pirms ierīces pirmās izmantošanas noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus.
- Pārliedziniet, ka elektrotīkla spriegums atbilst tam spriegumam, kas ir minēts uz ierīces tehnisko pamatdatu plāksnītes.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir ieslēgta vai pat tikai pievienota kontaktligzdai.
- Pirms ierīces pievienošanas vai atslēgšanas no elektrotīkla kontaktligzdas pārliedziniet, ka ierīce ir izslēgta.


- Atvienojot ierīci no elektrotīkla, nekad neraujiet strāvas vadu. Satveriet kontaktdakšu un atvienojiet to, viegli pavelkot.
- Neļaujiet ar ierīci darboties bērniem vai personām bez attiecīgām iemaņām. Izmantojiet to bērniem nepieejamā vietā.
- Šo ierīci var lietot personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai personām, kurām trūkst pieredzes un zināšanu, ja tām tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par ierīces drošu lietošanu un tās saprot ar to saistītos riskus. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņi nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti. Bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, jātur tālāk no ierīces un tās barošanas avota. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Ja ierīces izmantošanas laikā tuvumā ir bērni, ievērojiet papildu piesardzību.
- Neļaujiet izmantot ierīci kā rotaļlietu.
- **Pirms tīrīšanas un pēc izmantošanas izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla.**
- Nodrošiniet, lai strāvas vads nepieskartos karstām virsmām.
- Neatstājiet ierīci karājamies pie strāvas vada.
- Neizmantojiet ierīci vietā, kur atrodas sprādzienbīstamas gāzes vai viegli uzliesmojošas vielas (šķīdinātāji, tvaiki, līmes utt.).
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet abrazīvas vai ķīmiski agresīvas vielas.
- Nelietojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi vai ja tā ir nomesta, bojāta vai pakļauta šķidrumu iedarbībai. Nogādājiet ierīci pārbaudīšanai un labošanai pilnvarotā servisa apkalpes centrā.
- Neizmantojiet ierīci ar bojātu strāvas vadu vai kontaktdakšu. Lai veiktu bojātu detaļu labošanu vai maiņu, nekavējoties sazinieties ar pilnvaroto servisa apkalpes centru.
- Neaptiniet strāvas vadu ap ierīces korpusu.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai ārpus telpām.
- Ierīce ir paredzēta tikai māsaimniecības vajadzībām. Tā nav paredzēta ekspluatācijai komercnolūkos.
- Ierīce ir paredzēta personīgai lietošanai.
- **Nepieļaujiet strāvas vada, kontaktdakšas vai ierīces nokļūšanu ūdenī vai citā šķidrumā.**
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus.
- Neremontējiet ierīci patstāvīgi. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- LED maska nav paredzēta lietošanai bērniem.

- Izvairieties no saskares ar ūdeni. LED maska nav ūdensizturīga.
- Neglabājiet LED masku ekstremālās temperatūrās vai mitrā vidē. Uzglabājiet vēsā, sausā vietā, bērniem nepieejamā vietā.
- Lietošanas laikā turiet acis aizvērtas vai valkājiet komplektā iekļautos acu aizsargus, lai pasargātu acis no LED gaismas. Tieša LED gaismas iedarbība var radīt diskomfortu vai iespējamus acu bojājumus.
- Ja jums ir kādi jautājumi, bažas, specifiskas veselības problēmas vai rodas blakusparādības, lūdzu, konsultējieties ar savu dermatologu vai ģimenes ārstu vai sazinieties ar mūsu klientu atbalsta dienestu.

Ražotāja norādījumu neievērošanas dēļ var tikt atteikta garantijas remonts.

IERĪCES APRAKSTS

- 1 LED sejas maska
- 2 USB kabelis maskai
- 3 Kontrolieris
- 4 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga un režīma maiņas poga
- 5 Spilgtuma līmeņa regulēšanas poga
- 6 Auduma soma
- 7 Kreisās un labās puses siksnas
- 8 Acu aizsargi
- 9 USB-C uzlādes kabelis
- 10 Augšējā sikсна
- 11 USB-C uzlādes ports



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LED gaismas terapija ir šūnu bioloģiska reakcija uz noteikta garuma gaismu. Tā nav lāzers, bet gan LED starojums, kas ir drošs, nesilda audus un tāpēc nav invazīvs.

Daži dermatoloģiskajā literatūrā publicēti klīniskie pētījumi liecina, ka dažādu viļņu garumu gaisma var veicināt labāku ādas izskatu, piemēram, uzlabot tekstūru vai mazināt redzamās nepilnības.

Sarkanā gaisma (≈620–660 nm) – iekļūst dziļi ādā, kur aktivizē fibroblastus, palielina kolagēna un elastīna sintēzi un tādējādi var samazināt smalkās grumbas un veicināt ādas elastību.

Tuvais infrasarkanais starojums (≈650–950 nm) — atšķiras ar spēju iekļūt dziļāk ādā nekā citi redzamās gaismas viļņu garumi, ko izmanto LED terapijā. Tas ir specifisks gaismas viļņu garumu diapazons infrasarkanajā spektrā, kas palīdz veicināt dziļāku audu reģenerāciju un dzīšanu.

Dzilā tuvu infrasarkanā gaisma (≈1000–1042 nm neredzamā gaisma) – iekļūst dziļākos audu slāņos (muskulos un fascijās), uzlabojot mikrocirkulāciju un skābekļa uzņemšanu šūnās. Uzlabo asinsriti, mazina muskuļu sasprindzinājumu un paātrina šūnu vielmaiņu, veicinot dziļu ādas atjaunošanos un iekaisuma mazināšanu, paātrina aknes rētu un UV starojuma bojājumu dzīšanu.

* Tuvā infrasarkanā un dziļā tuvu infrasarkanā gaisma, kas integrēta LED gaismas terapijā, var ievērojami palielināt terapijas kopējo efektivitāti.

Zilā gaisma (≈405–470 nm) – tā iedarbojas uz epidermas virsmas slāņiem un, pateicoties antibakteriālajām īpašībām, efektīvi cīnās ar akni izraisošām baktērijām, palīdz novērst nepilnības un turpmāku akni, mazina iekaisumu un nomierina apsārtumu, tādējādi veicinot tīrāku un gludāku ādu.

Dzeltenā gaisma (≈570–590 nm) – iekļūst virspusējā dermā, ādas vidējā slānī, kur tā palīdz mazināt apsārtumu, iekaisumu, kairinājumu un atstāj ādu atsvaidzinātu un līdzsvarotu. Dzeltenā gaisma veicina vienmērīgu ādas toni.

* **Informācija par atsevišķu viļņu garumu ietekmi ir balstīta uz publicētiem zinātniskiem pētījumiem par LED gaismu kopumā un var neatbilst konkrētās ierīces ietekmei.**

Gaismas jutīguma tests

- Pirms pirmās lietošanas reizes veiciet gaismas alerģijas testu, uz dažām minūtēm novietojot LED masku uz apakšdelma. Ja jūsu āda ir apsārtusi vai niez, nelietojiet ierīci.
- LED maska ir piemērota visiem ādas tipiem.
- **Pirms LED maskas lietošanas ādai jābūt tīrai, sausai un bez grima vai krēma!**

1. Pirms LED maskas lietošanas rūpīgi notīriet seju, lai noņemtu netīrumus, kosmētiku vai krēmu. Tas nodrošinās, ka LED gaisma var efektīvi iekļūt ādā. Nosusiniet seju ar tīru dvieli.
2. Ievietojiet acu aizsargus (8) maskā un piestipriniet siksnas pie maskas. Izveriet siksnas (7) galus caur diviem caurumiem kreisajā pusē un nostipriniet galus ar Velcro līplenti. Dariet to pašu ar otro siksnu labajā pusē. Turpiniet, izverot siksnu (10) caur augšējo caurumu un nostipriniet galu ar Velcro līplenti.
3. Uzlieciet LED masku uz sejas un piestipriniet 3 siksnas vienu otrai ar Velcro līplenti.
4. Pārliedieties, vai kontrolieris (3) ir uzlādēts. Pēc tam pievienojiet maskas USB kabeli (2) kontrolierim.
5. Izmantojot tālvadības pulti, ieslēdziet masku, nospiežot un turot nospiestu 4. pogu (apmēram 2 sekundes).
6. Īsi nospiediet pogu 4, lai izvēlētos vēlamo režīmu.
7. Īsi nospiediet pogu 5, lai pielāgotu spilgtuma līmeni (procedūras intensitāti). LED maska piedāvā trīs spilgtuma iestatījumus, kas ļauj pielāgot LED gaismas terapiju jūsu ādas jutīgumam.
8. Gaismas terapijas laikā atpūties, turiet acis aizvērtas vai valkājiet komplektā iekļautos acu aizsargus, lai pasargātu acis no LED gaismas.
9. Ja vēlaties pārtraukt gaismas terapiju pirms 10 minūšu taimera beigām, nospiediet un turiet 4. pogu (apmēram 2 sekundes).
10. Pēc LED maskas procedūras seja nav jānoskalo. Uzklājiet uz sejas mitrinātāju vai serumu, kas var pastiprināt gaismas terapijas efektu. LED gaismas terapija var arī padarīt turpmāko ādas kopšanas līdzekļu iesūkšanos efektīvāku.

Režimi

A Sarkanā gaisma 633 nm + 830 nm tuvu infrasarkanā gaisma + 1072 nm dziļā tuvu infrasarkanā gaisma

– ādas uzlabošanas režīms

– **Dzilā tuvu infrasarkanā gaisma (1072 nm neredzamā gaisma)** – Atbalsta ādas dabiskos procesus

B Zilā gaisma 460 nm + 830 nm tuvu infrasarkanā gaisma + 1072 nm dziļā tuvu infrasarkanā gaisma

– šis režīms veicina skaidrāku ādas izskatu, iedarbojoties uz virsmas slāņiem.

C Dzeltenā gaisma 590 nm + 830 nm tuvu infrasarkanā gaisma + 1072 nm dziļā tuvu infrasarkanā gaisma

– režīms, kas veicina vienmērīgāku ādas toni un dabisko mirdzumu.


* Šī procedūra ir piemērota cilvēkiem ar jutīgu vai kairinātu ādu.

Intensitātes iestatījumi

- **Zems spilgtums** — piemērots cilvēkiem ar jutīgu ādu vai tiem, kas tikai sāk lietot LED gaismas terapiju. Nodrošina maigu un smalku apgaismojumu, kas garantē patīkamu pieredzi, neapgrūtinot ādu.
- **Vidējs spilgtums** — piemērots cilvēkiem ar normālu ādas jutīgumu. Nodrošina efektīvu LED gaismas devu, ko jūsu āda var absorbēt un gūt labumu.
- **Augsts spilgtums** — piemērots tiem, kas dod priekšroku spēcīgākai stimulācijai vai kuriem ir biezāka āda, kam efektīvai iekļūšanai var būt nepieciešama lielāka LED gaismas deva. Augsts spilgtums nodrošina intensīvāku un spilgtāku LED gaismas atdevi.

Bridinājums: Tomēr pirms intensīvas augsta spilgtuma līmeņa lietošanas ir svarīgi novērtēt ādas reakciju un jutīgumu, jo ilgstoša intensīvas gaismas iedarbība var izraisīt diskomfortu vai kairinājumu.

Bridinājums: Vienmēr ir ieteicams sākt ar zemāku spilgtuma līmeņa iestatījumu un novērot, kā āda reaģē terapijas laikā un pēc tās, un, ja nepieciešams, pakāpeniski palielināt spilgtumu.



Automātiskās izslēgšanās funkcija — LED maska automātiski izslēgsies pēc 10 minūšu lietošanas. Tā palīdz novērst pārmērīgu LED gaismas iedarbību un nodrošina vēlamo LED terapijas ieguvumu. Lai iegūtu optimālus rezultātus, iesakām lietot LED masku 10–20 minūtes/1 gaismas terapijas seansu. Lietojiet regulāri 2–4 reizes nedēļā.

Piezīme: Pēc LED terapijas lietošanas jūsu āda var nedaudz apsārtt, tas ir normāli un tam vajadzētu izzust 1–2 stundu laikā. Ja rodas diskomforts, kairinājums vai alerģiskas reakcijas, lūdz, pārtrauciet maskas lietošanu.

Nepārsniedziet ieteicamo ārstēšanas ilgumu un lietošanas biežumu, lai izvairītos no pārmērīgas lietošanas un iespējamās negatīvās ietekmes uz ādu.

Piezīme: Individuālie rezultāti var atšķirties atkarībā no ādas tipa, paātrinātā stāvokļa un lietošanas biežuma.

Uzlāde

- Lai uzlādētu, izmantojiet komplektācijā iekļauto USB-C uzlādes kabeli un pievienojiet to kontroliera USB-C uzlādes portam. Pievienojiet adapterim un pēc tam strāvas kontaktligzdai.
- Ieteicamie adaptera parametri: ar maksimālo izejas strāvu 5 V/2 A.
- Nevalkājiet LED masku uzlādes laikā!
- Pirms uzlādes iesakām atvienot kontrolieri no LED maskas un uzlādēt to atsevišķi.
- Piezīme:** LED masku nevar ieslēgt uzlādes laikā.
- Uzlādes laikā iedegsies tālvadības pults gaismas diodes.
- Pilnas uzlādes laiks ir aptuveni 1,5 stundas, pēc tam nekavējoties atvienojiet no strāvas.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Pēc katras lietošanas reizes uzmanīgi notīriet LED maskas iekšpusi ar mitru, mīkstu drānu un pēc tam noslaukiet sausu. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus vai cietus priekšmetus, jo tie var sabojāt ierīces virsmu!
- Uzglabājiet LED masku sausā un bez putekļiem vietā (ideālā gadījumā pievienotajā iepakojumā/auduma maisiņā), sargājot no tiešiem saules stariem un ekstremālām temperatūrām.
- Sargāt no bērniem.
- Nekad netīriet ierīci zem tekoša ūdens, neskalojiet to un neiegremdējiet ūdenī vai citā šķidrumā!**

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Kontrolieris uzlādes laikā nereaģē.	Bojāts uzlādes kabelis.	Nomainiet ar atbilstošu uzlādes kabeli.
		Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
Tālvadības pults gaismas diode mirgo.	Mirgojoša gaismas diode norāda, ka ierīce izlādējas.	Uzlādējiet ierīci pēc iespējas ātrāk. Ļaujiet kontrolierim uzlādēties, līdz gaismas pārstāj mirgot un paliek nepārtraukti degošas.
LED maskas gaisma neieslēdzas.	Akumulators ir gandrīz tukšs.	Pilnībā uzlādējiet tālvadības pulti (aptuveni 1,5 stundas). Piezīme: LED masku nevar ieslēgt uzlādes laikā.
Nevienmērīga gaismas jauda.	Gaismas diodžu virsmas piemaisījumi, kas ietekmē gaismas sadalījumu.	Viegli notīriet virsmu ar mitru, mīkstu drānu.
	Bojātas gaismas diodes.	Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
Nepastāvīga vai mirgojoša gaisma.	Pārbaudiet maskas un regulatora savienojumus.	Uzlādējiet kontrolieri. Ja problēma joprojām pastāv, uzlādējiet kontrolieri citā kontaktligzdā vai ar citu saderīgu uzlādes kabeli/adapteri.
Ādas kairinājums, diskomforts.	Jūs esat pārsniedzis ieteicamo ārstēšanas ilgumu vai lietošanas biežumu.	Ievērojiet ieteicamās lietošanas instrukcijas — izvēlieties atbilstošu gaismas režīmu, ilgumu, lietošanas biežumu un spilgtuma līmeni.
	Jūtīga āda.	Pirms intensīvas maskas lietošanas īsi (apmēram 1 minūti) izmēģiniet to ar zemu gaismas intensitāti.
		Ja jūsu āda ir apsārtusi vai niez, pārtrauciet LED maskas lietošanu un konsultējieties ar dermatologu.

TEHNISKĀ APKALPE

Plašāka mēroga apkopes un remontdarbi, kuriem ir nepieciešama iejaukšanās ierīces iekšpusē, jāveic kvalificētam speciālistam vai servisa centram.

VIDES AIZSARDZĪBA

- Nododiet iepakojuma materiālu un vecās ierīces otrreizējai pārstrādei.
- Ierīču kastes var nodot atkritumu šķirošanas punktos.
- Polietilēna (PE) maisiņus nododiet otrreizējai pārstrādei paredzēto materiālu savākšanas punktā.

Ierīces otrreizējā pārstrāde tās kalpošanas laika beigās



Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/19/EU par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE). Simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka šis izstrādājums nepieder sadzīves atkritumiem. Tas jānogādā elektrisko un elektronisko iekārtu otrreizējās pārstrādes savākšanas punktā. Nodrošinot šā izstrādājuma pareizu iznīcināšanu, tiks novērsta nelabvēlīga ietekme uz vidi un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza ierīces iznīcināšana. Iznīcināšana jāveic saskaņā ar noteikumiem par atkritumu apstrādi. Lai iegūtu papildu informāciju par šīs ierīces otrreizēju pārstrādi, lūdz, sazinieties ar vietējās pašvaldības sadzīves atkritumu iznīcināšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Šis izstrādājums atbilst visām piemērojamo EU direktīvu pamatprasībām.

Izmaiņas tekstā, konstrukcijā un tehniskajās specifikācijās var tikt veiktas bez iepriekšēja brīdinājuma, un mēs paturam tiesības veikt šīs izmaiņas.

Acknowledgements

Thank you for purchasing a Concept product. We wish you much joy with your new appliance every day you use it.

Please read the instruction manual carefully before initial use. To refer to this manual any time you need to, we recommend you to keep it in a safe place. And please pass it to any future owner of the appliance.

Technical specifications	
Voltage	5V/1.3A Type C
Battery capacity	2500 mAh 3,7 V
Full charge time	1.5 hours
Max. operating time at lowest intensity	150 minutes
Wavelength – Red light	633 nm + 830 nm + 1072 nm
Wavelength – Blue light	460 nm + 830 nm + 1072 nm
Wavelength – Yellow light	590 nm + 830 nm + 1072 nm
Wavelength – Near infrared light	830 nm
Wavelength – Deep near infrared light	1072 nm
Number of LEDs	100 pcs
Number of chips on each LED	4
Operating time (1 cycle)	10 minutes
Material	liquid medical silicone

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- Do not use the device in any other way than as described in this manual.
- Do not use the LED mask if you are pregnant, suffer from epilepsy, are allergic to light, are taking photosensitizing medications (e.g. some types of antibiotics), or have an active skin infection.
- Before using the device, remove your glasses or contact lenses.
- Remove all the covering and marketing materials from the device before the first use.
- Make sure the mains voltage corresponds to the values on the rating plate of the device.
- Do not leave the device unattended when it is switched on or connected to the mains.
- Before connecting or disconnecting the device from the mains socket, make sure that the device is switched off.


- When disconnecting the device from the wall outlet, never pull the power cord, grasp the plug end and disconnect it by removing it from the receptacle.
- Do not allow children or unauthorized people to handle the device, use it out of their reach.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Children under 8 years of age must be kept away from the appliance and its power supply. Children must not play with the appliance.
- Pay extra attention if the device is used near children.
- Do not use the device as a toy.
- **Before cleaning and after use of the device, switch the device off and disconnect it from the mains.**
- Do not let the power cord touch hot surfaces.
- Do not allow the device to hang on the power cord.
- Do not use the device in an environment where there are explosive gases and flammable substances (solvents, varnishes, adhesives etc.).
- Do not use coarse and chemically aggressive substances to clean the device.
- Do not use the device if it is not working properly, has been dropped, damaged or immersed in liquid. Have it checked and repaired by an authorized service centre.
- Do not use the device with a damaged cord or plug and have it repaired immediately by an authorized service centre.
- Do not wrap the power cord around the device body.
- Do not use the device outdoors.
- The device is only suitable for home use and is not intended for commercial use.
- The device is intended for personal use.
- **Do not immerse the power cord, plug or device in water or any other liquid.**
- Do not use any accessories other than those recommended by the manufacturer.

- Do not repair the device yourself. Contact an authorized service centre.
- The LED mask is not intended for use by children.
- Avoid contact with water. The LED mask is not waterproof.
- Do not store the LED mask in extreme temperatures or humid environments. Store in a cool, dry place out of reach of children.
- Keep your eyes closed during use or wear the provided eye protectors to protect your eyes from the LED light. Direct exposure to the LED light may cause discomfort or potential eye damage.
- If you have any questions, concerns, specific health issues, or experience any side effects, please consult your dermatologist or general practitioner, or contact our customer support.

Damages from failure to follow the manufacturer's instructions are not covered by the warranty.

PRODUCT DESCRIPTION

- 1 LED face mask
- 2 USB cable for mask
- 3 Controller
- 4 On/off button and mode change button
- 5 Brightness level adjustment button
- 6 Cloth bag
- 7 Left and right side straps
- 8 Eye protectors
- 9 USB-C charging cable
- 10 Top strap
- 11 USB-C charging port



INSTRUCTIONS FOR USE

LED light therapy is a biological response of cells to specific wavelengths of light. It is not a laser, but LED radiation, which is safe, does not heat the tissue and is therefore non-invasive.

Some clinical studies published in dermatological literature suggest that light of different wavelengths can promote better skin appearance, such as improving texture or reducing visible imperfections.

Red light (≈620–660 nm) – Penetrates deep into the skin, where it activates fibroblasts, increases collagen and elastin synthesis and can thus reduce fine wrinkles and promote skin elasticity.

Near Infrared Light (≈650–950 nm) – Distinguished by its ability to penetrate deeper into the skin than other visible light wavelengths used in LED therapy. This is a specific range of light wavelengths in the infrared spectrum that help promote deeper tissue regeneration and healing.

Deep near infrared light (≈1000–1042 nm invisible light) – Penetrates deeper layers of tissue (muscles and fascia), improving microcirculation and oxygen uptake by cells. Improves blood circulation, soothes muscle tension and accelerates cellular metabolism for deep skin regeneration and inflammation relief, accelerates healing of acne scars and UV damage.

* Near infrared and deep near infrared light, integrated into LED light therapy can significantly increase the overall effectiveness of therapy.

Blue light (≈405–470 nm) – It acts in the surface layers of the epidermis and, thanks to its antibacterial properties, effectively fights acne-causing bacteria, helps remove imperfections and prevent future acne, reduces inflammation and soothes redness, thereby promoting clearer, smoother skin.

Yellow light (≈570–590 nm) – Penetrates the superficial dermis, the middle layer of the skin, where it helps reduce redness, inflammation, irritation, and leaves the skin refreshed and balanced. Yellow light promotes an even skin tone.

* **Information on the effects of individual wavelengths is based on published scientific studies on LED light in general and may not necessarily correspond to the effects of a specific device.**

Light sensitivity test

- Before first use, perform a light allergy test by placing the LED mask on your forearm for a few minutes. If your skin is red or itchy, do not use the device.
- The LED mask is suitable for all skin types.
- **The skin must be clean, dry and free of makeup or cream before using the LED mask!**

1. Before using the LED mask, thoroughly cleanse your face to remove any dirt, makeup, or cream. This will ensure that the LED light can effectively penetrate your skin. Pat your face dry with a clean towel.
2. Insert the eye shields (8) into the mask and attach the straps to the mask. Thread the ends of the strap (7) through the two holes on the left side and secure the ends in place with the Velcro. Do the same with the second strap on the right side. Continue by threading the strap (10) through the top hole and secure the end in place with the Velcro.
3. Place the LED mask on your face and attach the 3 straps to each other with Velcro.
4. Make sure the controller (3) is charged. Then connect the mask's USB cable (2) to the controller.
5. Using the remote control, turn on the mask by pressing and holding button 4 (approx. 2 seconds).
6. Briefly press button 4 to select the desired mode.
7. Short press button 5 to adjust the brightness level (treatment intensity). The LED mask offers three brightness settings, allowing you to customize the LED light therapy to your skin's sensitivity.
8. Relax during light therapy, keep your eyes closed or wear the included eye shields to protect your eyes from the LED light.
9. If you wish to end the light therapy before the 10-minute timer is up, press and hold button 4 (approx. 2 seconds).
10. There is no need to rinse your face after the LED mask treatment. Apply a moisturizer or serum to your face, which can enhance the effect of the light therapy. LED light therapy can also make the absorption of subsequent skincare products more effective.

Modes


- A Red light 633 nm + 830 nm near infrared light + 1072 nm deep near infrared light** – Skin Enhancement Mode – **Deep near infrared light (1072 nm invisible light)** – Supports the skin's natural processes
- B Blue light 460 nm + 830 nm near infrared light + 1072 nm deep near infrared light** – This mode promotes a clearer appearance of the skin, acting in the surface layers
- C Yellow light 590 nm + 830 nm near infrared light + 1072 nm deep near infrared light** – Mode that helps even out skin tone and promote natural radiance
- * The regimen is suitable for people with sensitive or irritated skin.

Intensity settings

- Low Brightness** – Suitable for those with sensitive skin or those just starting out with LED light therapy. Provides soft and subtle lighting that ensures a pleasant experience without burdening the skin.
- Medium Brightness** – Suitable for people with normal skin sensitivity. Provides an effective dose of LED light that your skin can absorb and benefit from.
- High Brightness** – Suitable for those who prefer stronger stimulation or have thicker skin that may require a higher dose of LED light for effective penetration. High Brightness provides a more intense and brighter LED light output.

Warning: However, it is important to assess your skin's reaction and sensitivity before intensively using high brightness levels, as prolonged exposure to intense light may cause discomfort or irritation.

Warning: It is always a good idea to start with a lower brightness level setting and observe how the skin reacts during and after therapy, and gradually increase the brightness if necessary.



Auto-off function - The LED mask has an auto-off function after 10 minutes of operation. This helps prevent overexposure to LED light and ensures that you get the desired benefits from LED therapy and remain safe. For optimal results, we recommend using the LED mask for 10-20 minutes/1 light therapy session. Use regularly 2-4 times a week.

Note: After using LED therapy, your skin may become slightly red, this is normal and should subside within 1-2 hours. If you experience any discomfort, irritation or allergic reactions, please stop using the mask.

Do not exceed the recommended treatment duration and frequency of use to avoid overuse and potential adverse effects on the skin.

Note: Individual results may vary depending on skin type, current condition, and frequency of use.

Charging

- To charge, use the included USB-C charging cable and plug it into the USB-C charging port on the controller. Connect to the adapter and then to a power outlet.
- Recommended adapter parameters: with a maximum output current of 5V/2A.
- Do not wear the LED mask while charging!
- Before charging, we recommend disconnecting the controller from the LED mask and charging it separately.
- Note:** The LED mask cannot be turned on while charging.
- The LEDs on the remote control will light up during charging.
- Full charging time is approximately 1.5 hours, then immediately disconnect from power.

CLEANING AND MAINTENANCE

- After each use, gently clean the inside of the LED mask with a damp soft cloth and then wipe dry. Do not use any cleaning agents or hard objects as they may damage the surface of the appliance!
- Store the LED mask in a dry and dust-free place (ideally in the supplied packaging/fabric bag) away from direct sunlight and extreme temperatures.
- Keep out of reach of children.
- Never clean the appliance under running water, rinse it or immerse it in water or any other liquid!**

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The controller does not respond while charging.	Damaged charging cable.	Replace with the appropriate charging cable.
		If the problem persists, contact an authorized service center.
The LED on the remote control is flashing.	A flashing LED indicates that the device is discharging.	Charge the device as soon as possible. Let the controller charge until the lights stop flashing and remain solid.
The light in the LED mask does not turn on.	The battery is almost empty.	Fully charge the remote control (approximately 1.5 hours). Note: The LED mask cannot be turned on while charging.
Uneven light output.	Impurities on the surface of LEDs that affect light distribution.	Gently clean the surface with a damp, soft cloth.
	Damaged LEDs.	Contact an authorized service center.
Inconsistent or flickering light.	Check the mask and controller connections.	Charge the controller. If the problem persists, charge the controller in a different outlet or with a different compatible charging cable/adaptor.
Skin irritation, discomfort.	You have exceeded the recommended treatment duration or frequency of use.	Follow the recommended usage instructions – choosing the appropriate light mode, duration, frequency of use, and brightness level.
	Sensitive skin.	Before intensive use of the mask, try it briefly (about 1 minute) with low light intensity.
		If your skin is red or itchy, stop using the LED mask and consult your dermatologist.

SERVICE CENTRE

Extensive maintenance or repair, which requires access to internal parts of the product, has to be performed by a qualified service centre.

ENVIRONMENTAL CONCERNS

- Packaging materials and old appliances should be recycled.
- Packaging materials may be disposed of as sorted waste.
- Dispose the plastic bags made of polyethylene (PE) of as sorted waste.

Recycling of the appliance at the end of its lifespan



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The disposal of such material has to be done according to the recycling regulations. For more detailed information about recycling of this appliance see the authorized local office or service for household waste disposal or the shop, where you purchased the appliance.



The product meets all the necessary requirements of the EU directives applicable to the specific product.

Changes in text, design, and technical specifications are subject to change without notice and we reserve the right to change them.

Danksagung

Vielen Dank, dass Sie ein Produkt der Marke Concept eingekauft haben. Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit unserem Produkt über seine gesamte Gebrauchsdauer zufrieden sein werden.

Lesen Sie sich vor dem ersten Gebrauch die ganze Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese dann auf. Stellen Sie sicher, dass auch andere Personen, die dieses Produkt behandeln werden, sich mit dieser Gebrauchsanweisung vertraut machen.

Technische Parameter	
Spannung	5V/1,3 A Typ C
Batteriekapazität	2500 mAh 3,7 V
Vollständige Ladezeit	1,5 Stunden
Maximale Betriebszeit bei niedrigster Intensität	150 Minuten
Wellenlänge – Rotes Licht	633 nm + 830 nm + 1072 nm
Wellenlänge – Blaues Licht	460 nm + 830 nm + 1072 nm
Wellenlänge – Gelbes Licht	590 nm + 830 nm + 1072 nm
Wellenlänge – Nahes Infrarotlicht	830 nm
Wellenlänge – Tiefes Nahinfrarotlicht	1072 nm
Anzahl der LEDs	100 Stück
Anzahl der Chips auf jeder LED	4
Betriebszeit (1 Zyklus)	10 Minuten
Material	flüssiges medizinisches Silikon

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Benutzen Sie das Gerät nicht anders, als es in dieser Anleitung beschrieben ist.
- Verwenden Sie die LED-Maske nicht, wenn Sie schwanger sind, an Epilepsie leiden, allergisch gegen Licht sind, photosensibilisierende Medikamente einnehmen (z. B. bestimmte Antibiotika) oder eine akute Hautinfektion haben.
- Bevor Sie das Gerät benutzen, nehmen Sie die Brille ab, beziehungsweise nehmen Sie die Kontaktlinsen heraus.
- Vor dem ersten Einsatz entfernen Sie alle Verpackungen und Marketingunterlagen vom Gerät.
- Überprüfen Sie, ob die Anschlussspannung den Werten auf dem Typenschild des Geräts entspricht.
- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht, wenn es eingeschaltet, beziehungsweise in die Stromsteckdose angeschlossen ist.


- Überzeugen Sie sich vor dem Anschluss oder Trennen des Geräts von der Netzsteckdose, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Zum Trennen des Gerätes von der Steckdose ziehen Sie nie am Zuleitungskabel, sondern greifen Sie den Stecker und trennen Sie diesen von der Steckdose durch das Ziehen.
- Gestatten Sie den Kindern und Unmündigen nicht, mit dem Gerät zu manipulieren, nutzen Sie es außerhalb ihrer Reichweite.
- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Bedienung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigung und Wartung dürfen nur von Kindern unter 8 Jahren und unter Aufsicht durchgeführt werden. Kinder unter 8 Jahren müssen vom Gerät und dessen Stromversorgung ferngehalten werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit großer Vorsicht in der Nähe von Kindern.
- Erlauben Sie nicht, dass das Gerät als Spielzeug verwendet wird.
- **Vor der Reinigung und nach dem Gebrauch ist das Gerät auszuschalten und von der Steckdose zu trennen.**
- Lassen Sie das Netzkabel nicht heiße Oberflächen berühren.
- Lassen Sie das Gerät nicht am Zuleitungskabel hängen.
- Benutzen Sie das Gerät in dem Umfeld mit dem Vorkommen der explosiven Gase und entzündbarer Stoffe (Lösemittel, Lacke, Klebstoffe usw.) nicht.
- Benutzen Sie keine groben und chemisch aggressiven Stoffe zur Reinigung des Geräts.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig arbeitet, wenn es gefallen ist oder wenn es in eine Flüssigkeit eingetaucht wurde. Lassen Sie es von einer autorisierten Werkstatt überprüfen und reparieren.
- Benutzen Sie das Gerät mit dem beschädigten Zuleitungskabel oder Stecker nicht. Lassen Sie den Mangel von einer autorisierten Werkstatt unverzüglich beheben.
- Wickeln Sie den Körper des Geräts nicht mit dem Netzkabel um.
- Benutzen Sie das Gerät nicht draußen.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet, es ist nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt.
- Das Gerät ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt.
- **Tauchen Sie das Zuleitungskabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit.**

- Nutzen Sie kein anderes Zubehör, als es vom Hersteller empfohlen wird.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich an eine autorisierte Werkstatt.
- Die LED-Maske ist nicht für Kinder geeignet.
- Kontakt mit Wasser vermeiden. Die LED-Maske ist nicht wasserdicht.
- Die LED-Maske nicht extremen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aussetzen. Kühl und trocken lagern und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Halten Sie Ihre Augen während der Anwendung geschlossen oder tragen Sie die mitgelieferten Augenschutzbrillen, um Ihre Augen vor dem LED-Licht zu schützen. Direkte Einwirkung des LED-Lichts kann zu Beschwerden oder Augenschäden führen.
- Bei Fragen, Bedenken, gesundheitlichen Problemen oder Nebenwirkungen wenden Sie sich bitte an Ihren Hautarzt oder Hausarzt oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice.

Bei der Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers kann eine eventuelle Reparatur nicht als Garantiereparatur anerkannt werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- 1 LED-Gesichtsmaske
- 2 USB-Kabel für die Maske
- 3 Controller
- 4 Ein-/Ausschalter und Moduswahlta
- 5 Helligkeitsregler
- 6 Stoffbeutel
- 7 Linke und rechte Seitenbänder
- 8 Augenschutz
- 9 USB-C-Ladekabel
- 10 Oberes Band
- 11 USB-C-Ladeanschluss



GEBRAUCHSANWEISUNG

Die LED-Lichttherapie nutzt die biologische Reaktion von Zellen auf spezifische Lichtwellenlängen. Es handelt sich nicht um einen Laser, sondern um LED-Strahlung, die sicher ist, das Gewebe nicht erwärmt und daher nicht-invasiv ist.

Einige in der dermatologischen Fachliteratur veröffentlichte klinische Studien legen nahe, dass Licht unterschiedlicher Wellenlängen ein besseres Hautbild fördern kann, beispielsweise durch Verbesserung der Hautstruktur oder Reduzierung sichtbarer Unreinheiten.

Rotes Licht (≈620–660 nm) – Dringt tief in die Haut ein, wo es Fibroblasten aktiviert, die Kollagen- und Elastinsynthese erhöht und so feine Fältchen reduzieren und die Hautelastizität fördern kann.

Nahes Infrarotlicht (≈650–950 nm) – Zeichnet sich dadurch aus, dass es tiefer in die Haut eindringt als andere sichtbare Lichtwellenlängen, die in der LED-Therapie verwendet werden. Dieser spezielle Wellenlängenbereich im Infrarotspektrum fördert die Regeneration und Heilung tieferliegender Gewebeschichten.

Tief-nahes Infrarotlicht (≈1000–1042 nm, unsichtbares Licht) – Dringt in tiefere Gewebeschichten (Muskeln und Faszien) ein und verbessert die Mikrozirkulation sowie die Sauerstoffaufnahme der Zellen. Es fördert die Durchblutung, löst Muskelverspannungen und beschleunigt den Zellstoffwechsel für eine tiefe Hautregeneration und Linderung von Entzündungen. Zudem beschleunigt es die Heilung von Aknenarben und UV-Schäden.

* Nahes Infrarotlicht und tiefes nahes Infrarotlicht, integriert in die LED-Lichttherapie, können die Gesamteffektivität der Therapie deutlich steigern.

Blaues Licht (≈405–470 nm) – Es wirkt in den oberflächenschichten der Epidermis und bekämpft dank seiner antibakteriellen Eigenschaften effektiv Akne verursachende Bakterien, hilft, Unreinheiten zu beseitigen und zukünftiger Akne vorzubeugen, reduziert Entzündungen und lindert Rötungen, wodurch eine klarere und glattere Haut gefördert wird.

Gelbes Licht (≈570–590 nm) – Dringt in die oberflächliche Dermis, die mittlere Hautschicht, ein und trägt dort zur Linderung von Rötungen, Entzündungen und Irritationen bei. Es hinterlässt ein erfrishtes und ausgeglichenes Hautbild und fördert einen ebenmäßigen Teint.

* Die Informationen zu den Auswirkungen einzelner Wellenlängen basieren auf veröffentlichten wissenschaftlichen Studien über LED-Licht im Allgemeinen und entsprechen möglicherweise nicht den Auswirkungen eines bestimmten Geräts.

Lichtempfindlichkeitstest

- Führen Sie vor der ersten Anwendung einen leichten Allergietest durch, indem Sie die LED-Maske einige Minuten lang auf Ihren Unterarm legen. Sollte Ihre Haut gerötet sein oder jucken, verwenden Sie das Gerät nicht.
- Die LED-Maske ist für alle Hauttypen geeignet.
- Die Haut muss vor der Anwendung der LED-Maske sauber, trocken und frei von Make-up oder Cremes sein!**

- Reinigen Sie Ihr Gesicht vor der Anwendung der LED-Maske gründlich, um Schmutz, Make-up und Creme zu entfernen. So kann das LED-Licht optimal in die Haut eindringen. Tupfen Sie Ihr Gesicht anschließend mit einem sauberen Handtuch trocken.
- Setzen Sie die Augenschutzschilde (8) in die Maske ein und befestigen Sie die Bänder daran. Fädeln Sie die Enden des Bandes (7) durch die beiden Löcher auf der linken Seite und fixieren Sie sie mit dem Klettverschluss. Verfahren Sie genauso mit dem zweiten Band auf der rechten Seite. Fädeln Sie anschließend das Band (10) durch das obere Loch und fixieren Sie auch hier das Ende mit dem Klettverschluss.
- Setzen Sie die LED-Maske auf Ihr Gesicht und verbinden Sie die 3 Bänder mit dem Klettverschluss.
- Stellen Sie sicher, dass der Controller (3) aufgeladen ist. Verbinden Sie dann das USB-Kabel (2) der Maske mit dem Controller.
- Schalten Sie die Maske mit Hilfe der Fernbedienung ein, indem Sie die Taste 4 etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten.
- Durch kurzes Drücken der Taste 4 wird der gewünschte Modus ausgewählt.
- Durch kurzes Drücken der Taste 5 lässt sich die Helligkeit (Behandlungsintensität) anpassen. Die LED-Maske bietet drei Helligkeitsstufen, sodass Sie die LED-Lichttherapie individuell an Ihre Hautempfindlichkeit anpassen können.
- Entspannen Sie sich während der Lichttherapie, halten Sie Ihre Augen geschlossen oder tragen Sie die mitgelieferten Augenschutzschilde, um Ihre Augen vor dem LED-Licht zu schützen.

- Wenn Sie die Lichttherapie vor Ablauf des 10-Minuten-Timers beenden möchten, halten Sie die Taste 4 gedrückt (ca. 2 Sekunden).
- Nach der LED-Maskenbehandlung ist kein Abspülen des Gesichts nötig. Tragen Sie anschließend eine Feuchtigkeitscreme oder ein Serum auf, um die Wirkung der Lichttherapie zu verstärken. Die LED-Lichttherapie kann zudem die Aufnahme nachfolgender Pflegeprodukte verbessern.

Modi

A Rotes Licht (633 nm) + Nahinfrarotlicht (830 nm) + tiefes Nahinfrarotlicht (1072 nm) – Hautverbesserungsmodus – **Tiefes Nahinfrarotlicht (1072 nm, unsichtbares Licht)** – Unterstützt die natürlichen Hautprozesse

B Blaues Licht (460 nm) + Nahinfrarotlicht (830 nm) + tiefes Nahinfrarotlicht (1072 nm) – Dieser Modus fördert ein klareres Hautbild und wirkt in den oberflächlichen Hautschichten.

C Gelbes Licht (590 nm) + Nahinfrarotlicht (830 nm) + tiefes Nahinfrarotlicht (1072 nm) – Modus für einen gleichmäßigeren Hautton und natürliche Helligkeit


* Die Behandlung eignet sich für Menschen mit empfindlicher oder gereizter Haut.

Intensitätseinstellungen

- Geringe Helligkeit** – Ideal für Menschen mit empfindlicher Haut oder für Einsteiger in die LED-Lichttherapie. Sorgt für ein sanftes und dezentes Licht und garantiert so ein angenehmes Erlebnis ohne die Haut zu belasten.
- Mittlere Helligkeit** – geeignet für Menschen mit normaler Hautempfindlichkeit. Liefert eine effektive Dosis LED-Licht, die Ihre Haut aufnehmen und von der sie profitieren kann.
- Hohe Helligkeit** – Geeignet für alle, die eine stärkere Stimulation bevorzugen oder dickere Haut haben, die für eine effektive Penetration eine höhere LED-Lichtdosis benötigt. Hohe Helligkeit sorgt für eine intensivere und hellere LED-Lichtabgabe.

Warnung: Es ist jedoch wichtig, die Reaktion und Empfindlichkeit Ihrer Haut zu beurteilen, bevor Sie hohe Helligkeitsstufen intensiv nutzen, da eine längere Einwirkung von intensivem Licht zu Unbehagen oder Reizungen führen kann.

Hinweis: Es empfiehlt sich, mit einer niedrigeren Helligkeitseinstellung zu beginnen und zu beobachten, wie die Haut während und nach der Behandlung reagiert, und die Helligkeit gegebenenfalls schrittweise zu erhöhen.



Automatische Abschaltfunktion – Die LED-Maske schaltet sich nach 10 Minuten Betriebsdauer automatisch ab. Dies verhindert eine Überbelichtung mit LED-Licht und gewährleistet, dass Sie die gewünschten Vorteile der LED-Therapie genießen und gleichzeitig sicher sind. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir eine Anwendungsdauer von 10–20 Minuten pro Lichttherapie-Sitzung. Verwenden Sie die Maske regelmäßig 2–4 Mal pro Woche.

Hinweis: Nach der Anwendung der LED-Therapie kann Ihre Haut leicht gerötet sein. Dies ist normal und sollte innerhalb von 1–2 Stunden abklingen. Sollten Sie Beschwerden, Hautreizungen oder allergische Reaktionen verspüren, beenden Sie bitte die Anwendung der Maske.

Die empfohlene Behandlungsdauer und Anwendungshäufigkeit dürfen nicht überschritten werden, um eine Überdosierung und mögliche Nebenwirkungen auf die Haut zu vermeiden.

Hinweis: Die Ergebnisse können je nach Hauttyp, aktuellem Hautzustand und Anwendungshäufigkeit variieren.

Laden

- Zum Aufladen verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel und stecken es in den USB-C-Ladeanschluss des Controllers. Verbinden Sie ihn anschließend mit dem Netzteil und dann mit einer Steckdose.
- Empfohlene Adapterparameter: mit einem maximalen Ausgangsstrom von 5V/2A.
- Die LED-Maske darf während des Ladevorgangs nicht getragen werden!
- Vor dem Aufladen empfehlen wir, den Controller von der LED-Maske zu trennen und ihn separat aufzuladen.
- **Hinweis:** Die LED-Maske kann während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden.
- Die LEDs an der Fernbedienung leuchten während des Ladevorgangs auf.
- Die vollständige Ladezeit beträgt ungefähr 1,5 Stunden, danach sofort vom Stromnetz trennen.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Reinigen Sie die Innenseite der LED-Maske nach jedem Gebrauch vorsichtig mit einem feuchten, weichen Tuch und wischen Sie sie anschließend trocken. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder harte Gegenstände, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können!
- Bewahren Sie die LED-Maske an einem trockenen und staubfreien Ort (idealerweise in der mitgelieferten Verpackung/ dem Stoffbeutel) fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen auf.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **Reinigen Sie das Gerät niemals unter fließendem Wasser, spülen Sie es nicht ab und tauchen Sie es nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit!**

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Controller reagiert während des Ladevorgangs nicht.	Beschädigtes Ladekabel.	Durch das passende Ladekabel ersetzen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicecenter.
Die LED an der Fernbedienung blinkt.	Eine blinkende LED zeigt an, dass sich das Gerät entlädt.	Laden Sie das Gerät so schnell wie möglich auf. Lassen Sie den Controller so lange laden, bis die Lichter aufhören zu blinken und dauerhaft leuchten.
Die Leuchte in der LED-Maske schaltet sich nicht ein.	Der Akku ist fast leer.	Laden Sie die Fernbedienung vollständig auf (ca. 1,5 Stunden). Hinweis: Die LED-Maske kann während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden.
Ungleichmäßige Lichtausbeute.	Verunreinigungen auf der Oberfläche von LEDs, die die Lichtverteilung beeinflussen.	Reinigen Sie die Oberfläche vorsichtig mit einem feuchten, weichen Tuch.
	Beschädigte LEDs.	Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter.

Unregelmäßiges oder flackerndes Licht.	Überprüfen Sie die Verbindungen zwischen Maske und Controller.	Laden Sie den Controller auf. Sollte das Problem weiterhin bestehen, laden Sie den Controller an einer anderen Steckdose oder mit einem anderen kompatiblen Ladekabel/Netzteil auf.
Hautreizung, Unbehagen.	Sie haben die empfohlene Behandlungsdauer oder Anwendungshäufigkeit überschritten.	Beachten Sie die empfohlenen Gebrauchsanweisungen – wählen Sie den passenden Lichtmodus, die passende Dauer, die passende Häufigkeit der Nutzung und die passende Helligkeitsstufe.
	Empfindliche Haut.	Vor der intensiven Nutzung der Maske sollte diese kurz (etwa 1 Minute) bei geringer Lichtintensität getestet werden. Sollten Ihre Haut gerötet sein oder jucken, beenden Sie die Anwendung der LED-Maske und konsultieren Sie Ihren Hautarzt.

SERVICE

Eine umfangreiche Wartung oder Reparatur, die einen Eingriff in die inneren Teile des Gerätes erfordert, ist durch einen Fachservice durchzuführen.

UMWELTSCHUTZ

- Bevorzugen Sie das Recyceln von Verpackungen und Altgeräten.
- Der Gerätekarton kann als sortiertes Altmaterial entsorgt werden.
- Die Polyäthylentüten (PE) geben Sie zur Sammlung des Materials zum Recyceln ab.

Recycling des Gerätes am Ende seiner Lebensdauer



Dieses Gerät ist im Einklang mit der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Das Symbol am Produkt oder an dessen Verpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht in den Haushaltsabfall gehört. Es ist auf eine Sammelstelle zum Recyceln der elektrischen und elektronischen Anlagen zu bringen. Durch die Sicherstellung der korrekten Entsorgung dieses Produktes helfen Sie, negative Konsequenzen für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu verhindern, die durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produktes verursacht würden. Die Entsorgung muss im Einklang mit den Vorschriften für die Abfallbehandlung durchgeführt werden. Ausführlichere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei der zuständigen örtlichen Behörde, dem Dienstleister für Entsorgung von Haushaltsabfall oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt gekauft haben.



Dieses Produkt erfüllt sämtliche Grundanforderungen der EU-Richtlinien, die sich darauf beziehen.

Die Änderungen im Text, im Design und in den technischen Spezifizierungen können ohne vorherigen Hinweis geändert werden, und wir behalten uns das Recht auf deren Änderungen vor.

MERCI

Nous vous remercions d'avoir acheté le produit de la marque Concept et nous espérons qu'il vous apportera votre entière satisfaction pendant son utilisation.

Lire attentivement le manuel d'emploi avant la première utilisation et le conserver. Faire prendre connaissance du manuel d'emploi par les autres personnes pouvant manipuler le produit.

Caractéristiques techniques	
Tension	5 V/1,3 A Type C
Capacité de la batterie	2500 mAh 3,7 V
Temps de charge complet	1,5 heure
Durée de fonctionnement maximale à l'intensité minimale	150 minutes
Longueur d'onde – Lumière rouge	633 nm + 830 nm + 1072 nm
Longueur d'onde – Lumière bleue	460 nm + 830 nm + 1072 nm
Longueur d'onde – Lumière jaune	590 nm + 830 nm + 1072 nm
Longueur d'onde – Lumière proche infrarouge	830 nm
Longueur d'onde – Lumière infrarouge proche profonde	1072 nm
Nombre de LED	100 pièces
Nombre de puces sur chaque LED	4
Durée de fonctionnement (1 cycle)	10 minutes
Matériel	silicone médical liquide

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE SÉCURITÉ

- Ne jamais utiliser l'appareil autrement que prévu dans le manuel d'emploi.
- N'utilisez pas le masque LED si vous êtes enceinte, souffrez d'épilepsie, êtes allergique à la lumière, prenez des médicaments photosensibilisants (par exemple certains types d'antibiotiques) ou si vous avez une infection cutanée active.
- Avant d'utiliser l'appareil, retirez vos lunettes ou lentilles de contact.
- Enlever tous les emballages et autres éléments de marketing avant la première utilisation.
- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance s'il est en marche, le cas échéant lorsqu'il est branché dans une prise secteur.
- Avant de brancher ou débrancher l'appareil de la prise de secteur, vérifier que l'interrupteur est en position Arrêt.


- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour le débrancher, mais saisir la fiche et la tirer délicatement.
- Ne pas permettre aux enfants ou aux personnes de capacités mentales réduites de manipuler l'appareil ou le mettre hors leur portée.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant son utilisation en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans, sauf s'ils sont sous surveillance. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil et de son alimentation électrique. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil.
- Redoubler de vigilance lorsque cet appareil est employé à proximité d'enfants.
- Ne pas permettre de laisser utiliser l'appareil comme un jouet.
- **Les opérations d'entretien et de nettoyage doivent toujours être faites sur appareil débranché et refroidi.**
- Éviter que le câble d'alimentation entre en contact avec les surfaces chaudes.
- Ne pas suspendre l'appareil par le cordon d'alimentation.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des locaux contenant les gaz explosifs ou inflammables (solvants, peintures, colles, etc.).
- Ne jamais nettoyer l'appareil à l'aide des agents abrasifs ou des produits chimiques agressifs.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre, s'il a été endommagé ou plongé dans un liquide. Laisser le vérifier et réparer dans un centre d'entretien agréé.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est abîmé, laisser le réparer immédiatement dans un centre d'entretien agréé.
- Ne pas entourer le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- L'appareil est exclusivement destiné à un usage domestique, il n'est pas prévu à des fins commerciales.
- Cet appareil est destiné à un usage personnel.
- **Ne jamais plonger le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.**
- Ne pas utiliser autres accessoires que ceux prévus par le fabricant.

- Ne pas essayer de réparer l'appareil par ses propres soins. Contacter un centre d'entretien agréé.
- Ce masque LED n'est pas destiné aux enfants.
- Évitez tout contact avec l'eau. Ce masque LED n'est pas étanche.
- Ne conservez pas ce masque LED à des températures extrêmes ou dans un environnement humide. Conservez-le dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.
- Gardez les yeux fermés pendant l'utilisation ou portez les protections oculaires fournies pour vous protéger de la lumière LED. Une exposition directe à la lumière LED peut provoquer une gêne ou des lésions oculaires.
- Pour toute question, inquiétude, problème de santé particulier ou en cas d'effets indésirables, veuillez consulter votre dermatologue ou votre médecin traitant, ou contacter notre service client.

En cas de non-respect des recommandations du fabricant, la garantie concernant la réparation est annulée.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- 1 Masque facial LED
- 2 Câble USB pour le masque
- 3 Conducteur
- 4 Bouton marche/arrêt et bouton de changement de mode
- 5 Bouton de réglage de la luminosité
- 6 Sac en tissu
- 7 Bandes pour les côtés gauche et droit
- 8 Protections oculaires
- 9 Câble de chargement USB-C
- 10 Bande pour le dessus
- 11 Port USB-C de recharge



MODE D'EMPLOI

La luminothérapie LED repose sur la réponse biologique des cellules à des longueurs d'onde lumineuses spécifiques. Il ne s'agit pas d'un laser, mais d'un rayonnement LED, sûr et non invasif, qui ne chauffe pas les tissus.

Certaines études cliniques publiées dans la littérature dermatologique suggèrent que la lumière de différentes longueurs d'onde peut favoriser une meilleure apparence de la peau, par exemple en améliorant sa texture ou en réduisant les imperfections visibles.

Lumière rouge (≈620–660 nm) – Pénètre profondément dans la peau, où elle active les fibroblastes, augmente la synthèse de collagène et d'élastine et peut ainsi réduire les ridules et favoriser l'élasticité de la peau.

Lumière proche infrarouge (≈650–950 nm) – Elle se distingue par sa capacité à pénétrer plus profondément dans la peau que les autres longueurs d'onde de la lumière visible utilisées en thérapie LED. Il s'agit d'une gamme spécifique de longueurs d'onde du spectre infrarouge qui favorise la régénération et la cicatrisation des tissus en profondeur.

La lumière infrarouge proche (≈1000–1042 nm, invisible) – Pénètre les couches profondes des tissus (muscles et fascia), améliorant la microcirculation et l'oxygénation cellulaire. Elle stimule la circulation sanguine, apaise les tensions musculaires et accélère le métabolisme cellulaire pour une régénération cutanée profonde et un soulagement de l'inflammation. Elle favorise également la cicatrisation des cicatrices d'acné et des dommages causés par les UV.

* La lumière infrarouge proche et la lumière infrarouge proche profonde, intégrées à la luminothérapie LED, peuvent augmenter considérablement l'efficacité globale du traitement.

Lumière bleue (≈405–470 nm) – Elle agit dans les couches superficielles de l'épiderme et, grâce à ses propriétés antibactériennes, combat efficacement les bactéries responsables de l'acné, aide à éliminer les imperfections et à prévenir l'acné future, réduit l'inflammation et apaise les rougeurs, favorisant ainsi une peau plus nette et plus lisse.

La lumière jaune (≈570–590 nm) – Pénètre le derme superficiel, la couche intermédiaire de la peau, où elle contribue à réduire les rougeurs, l'inflammation et les irritations, laissant la peau rafraîchie et équilibrée. La lumière jaune favorise un teint uniforme.

* **Les informations relatives aux effets des différentes longueurs d'onde sont basées sur des études scientifiques publiées sur la lumière LED en général et peuvent ne pas correspondre nécessairement aux effets d'un appareil spécifique.**

Test de sensibilité à la lumière

- Avant la première utilisation, effectuez un test d'allergie en appliquant le masque LED sur votre avant-bras pendant quelques minutes. En cas de rougeurs ou de démangeaisons, n'utilisez pas l'appareil.
- Le masque LED convient à tous les types de peau.
- **La peau doit être propre, sèche et exempte de maquillage ou de crème avant d'utiliser le masque LED !**

1. Avant d'utiliser le masque LED, nettoyez soigneusement votre visage pour éliminer toute trace d'impuretés, de maquillage ou de crème. Cela permettra à la lumière LED de pénétrer efficacement dans la peau. Séchez votre visage en le tamponnant délicatement avec une serviette propre.
2. Insérez les protections oculaires (8) dans le masque et fixez les sangles à celui-ci. Passez les extrémités de la sangle (7) dans les deux trous situés à gauche et fixez-les avec le Velcro. Procédez de la même manière avec la seconde sangle du côté droit. Enfin, passez la sangle (10) dans le trou supérieur et fixez-la avec le Velcro.
3. Placez le masque LED sur votre visage et attachez les 3 sangles ensemble à l'aide de Velcro.
4. Assurez-vous que la manette (3) est chargée. Connectez ensuite le câble USB du masque (2) à la manette.
5. À l'aide de la télécommande, allumez le masque en appuyant sur le bouton 4 et en le maintenant enfoncé (environ 2 secondes).
6. Appuyez brièvement sur le bouton 4 pour sélectionner le mode souhaité.
7. Appuyez brièvement sur le bouton 5 pour régler le niveau de luminosité (intensité du traitement). Le masque LED propose trois niveaux de luminosité, vous permettant d'adapter la luminothérapie LED à la sensibilité de votre peau.
8. Détendez-vous pendant la luminothérapie, gardez les yeux fermés ou portez les protections oculaires fournies pour protéger vos yeux de la lumière LED.

9. Si vous souhaitez mettre fin à la luminothérapie avant la fin du minuteur de 10 minutes, appuyez sur le bouton 4 et maintenez-le enfoncé (environ 2 secondes).
10. Il n'est pas nécessaire de rincer votre visage après le soin par masque LED. Appliquez ensuite une crème hydratante ou un sérum pour optimiser les effets de la luminothérapie. La luminothérapie LED favorise également une meilleure absorption des soins appliqués ensuite.

Modes

A Lumière rouge 633 nm + lumière infrarouge proche 830 nm + lumière infrarouge proche profonde 1072 nm

– Mode d'amélioration de la peau

– **Lumière infrarouge proche profonde (lumière invisible de 1072 nm)** – Soutient les processus naturels de la peau

B Lumière bleue 460 nm + lumière infrarouge proche 830 nm + lumière infrarouge proche profonde 1072 nm

– Ce mode favorise un teint plus clair en agissant sur les couches superficielles de la peau.

C Lumière jaune 590 nm + lumière infrarouge proche 830 nm + lumière infrarouge proche profonde 1072 nm

– Mode contribuant à un teint plus uniforme et à un éclat naturel


* Ce traitement convient aux personnes ayant la peau sensible ou irritée.

Réglages d'intensité

- **Faible luminosité** – Convient aux peaux sensibles ou aux personnes débutant la luminothérapie LED. Offre une lumière douce et subtile pour une expérience agréable sans aggraver la peau.
- **Luminosité moyenne** – Convient aux personnes ayant une sensibilité cutanée normale. Fournit une dose efficace de lumière LED que votre peau peut absorber et dont elle peut tirer profit.
- **Haute luminosité** – Convient aux personnes recherchant une stimulation plus intense ou ayant une peau plus épaisse nécessitant une dose plus élevée de lumière LED pour une pénétration optimale. La haute luminosité offre un éclairage LED plus intense et plus lumineux.

Avertissement : Il est toutefois important d'évaluer la réaction et la sensibilité de votre peau avant d'utiliser intensivement des niveaux de luminosité élevés, car une exposition prolongée à une lumière intense peut provoquer une gêne ou une irritation.

Avertissement : Il est toujours conseillé de commencer par un niveau de luminosité plus faible et d'observer la réaction de la peau pendant et après le traitement, puis d'augmenter progressivement la luminosité si nécessaire.



Fonction d'arrêt automatique : le masque LED s'éteint automatiquement après 10 minutes d'utilisation. Ceci permet d'éviter une surexposition à la lumière LED et vous garantit de bénéficier pleinement des bienfaits de la luminothérapie en toute sécurité. Pour des résultats optimaux, nous recommandons d'utiliser le masque LED pendant 10 à 20 minutes par séance de luminothérapie. Utilisez-le régulièrement, 2 à 4 fois par semaine.

Remarque : Après une séance de luminothérapie LED, votre peau peut présenter de légères rougeurs. Ce phénomène est normal et disparaît généralement en 1 à 2 heures. En cas d'inconfort, d'irritation ou de réaction allergique, veuillez cesser d'utiliser le masque.

Ne pas dépasser la durée et la fréquence d'utilisation recommandées afin d'éviter une utilisation excessive et d'éventuels effets indésirables sur la peau.

Remarque : Les résultats individuels peuvent varier en fonction du type de peau, de son état actuel et de la fréquence d'utilisation.

Chargement

- Pour recharger la manette, utilisez le câble de charge USB-C fourni et branchez-le au port de charge USB-C de la manette. Connectez ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant.
- Paramètres recommandés pour l'adaptateur : avec un courant de sortie maximal de 5 V/2 A.
- Ne portez pas le masque LED pendant la charge !
- Avant de procéder à la mise en charge, nous recommandons de déconnecter la télécommande du masque LED et de la charger séparément.
- **Remarque :** Le masque LED ne peut pas être allumé pendant la charge.
- Les voyants LED de la télécommande s'allumeront pendant la charge.
- Le temps de charge complet est d'environ 1,5 heure ; débranchez ensuite immédiatement l'appareil de la prise de courant.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Après chaque utilisation, nettoyez délicatement l'intérieur du masque LED avec un chiffon doux et humide, puis essuyez-le. N'utilisez aucun produit nettoyant ni objet abrasif, car ils pourraient endommager la surface de l'appareil !
- Rangez le masque LED dans un endroit sec et à l'abri de la poussière (idéalement dans l'emballage/le sac en tissu fourni), à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.
- Tenir hors de portée des enfants.
- **Ne jamais nettoyer l'appareil sous l'eau courante, le rincer ou l'immerger dans l'eau ou tout autre liquide !**

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
La manette ne répond pas pendant la charge.	Câble de charge endommagé.	Remplacez-le par le câble de charge approprié.
		Si le problème persiste, contactez un centre de service agréé.
La LED de la télécommande clignote.	Une LED clignotante indique que l'appareil se décharge.	Rechargez l'appareil dès que possible. Laissez la manette se charger jusqu'à ce que les voyants cessent de clignoter et restent allumés en continu.
La lumière du masque LED ne s'allume pas.	La batterie est presque vide.	Chargez complètement la télécommande (environ 1,5 heure). Remarque : le masque LED ne peut pas être allumé pendant la charge.
Éclairage irrégulier.	Impuretés à la surface des LED qui affectent la distribution de la lumière.	Nettoyez délicatement la surface avec un chiffon doux et humide.
	LED endommagées.	Contactez un centre de service agréé.
Lumière irrégulière ou vacillante.	Vérifiez les connexions du masque et du contrôleur.	Chargez la manette. Si le problème persiste, chargez-la sur une autre prise ou avec un autre câble/adaptateur de charge compatible.

Irritation cutanée, inconfort.	Vous avez dépassé la durée ou la fréquence d'utilisation recommandée du traitement.	Suivez les instructions d'utilisation recommandées : choisissez le mode d'éclairage approprié, la durée, la fréquence d'utilisation et le niveau de luminosité.
	Peau sensible.	Avant une utilisation intensive du masque, essayez-le brièvement (environ 1 minute) avec une faible intensité lumineuse.
		Si votre peau présente des rougeurs ou des démangeaisons, cessez d'utiliser le masque LED et consultez votre dermatologue.

SERVICE

Les opérations de maintenance ou les réparations de plus grande étendue nécessitant une intervention sur les composantes internes de l'appareil ne peuvent être effectuées que par un centre d'entretien agréé

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Préférer le recyclage des emballages et des appareils à la fin de leur durée de vie.
- Le carton est à remettre dans le centre de collecte sélective.
- Les sachets en plastique (PE) sont à remettre dans le centre de collecte sélective pour recyclage.

Recyclage de l'appareil à la fin de sa durée de vie :



La désignation du produit est conforme à la Directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). Le symbole apposé sur le produit ou son emballage indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux. Il est nécessaire de le remettre dans un centre de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En assurant une élimination conforme de ce produit, vous pouvez empêcher tout impact négatif sur l'environnement et sur la santé humaine résultant de la liquidation non conforme de ce produit. Éliminer le produit en conformité à la réglementation de traitement de déchets. De plus amples informations concernant le recyclage peuvent être obtenues auprès de l'administration locale compétente, les centres de tri de déchets ménagers ou dans le magasin où vous avez acheté votre produit.



Ce produit satisfait aux exigences élémentaires des directives EU applicables.

Le fabricant se réserve le droit d'effectuer les modifications du texte, design et spécifications techniques sans informations au préalable.

Ringraziamento

Grazie per aver acquisito il prodotto di marchio Concept e vi auguriamo che vi dia la massima soddisfazione per tutta la durata della sua vita utile.

Si consiglia di leggere attentamente l'intero manuale d'uso prima di procedere al primo uso dell'apparecchio stesso. Conservare bene il manuale d'uso. Provvedere che tutte le persone addette all'uso del prodotto facciano la conoscenza del manuale d'uso.

Parametri tecnici	
Tensione	5V/1.3 A Tipo C
Capacità della batteria	2500 mAh 3,7 V
Tempo di ricarica completa	1,5 ore
Tempo massimo di funzionamento alla minima intensità	150 minuti
Lunghezza d'onda – Luce rossa	633 nm + 830 nm + 1072 nm
Lunghezza d'onda – Luce blu	460 nm + 830 nm + 1072 nm
Lunghezza d'onda – Luce gialla	590 nm + 830 nm + 1072 nm
Lunghezza d'onda – Luce nel vicino infrarosso	830 nm
Lunghezza d'onda – Luce nel vicino infrarosso profondo	1072 nm
Numero di LED	100 pezzi
Numero di chip su ciascun LED	4
Tempo di funzionamento (1 ciclo)	10 minuti
Materiale	silicone liquido medicale

IMPORTANTI AVVERTIMENTI DI SICUREZZA

- Non utilizzare il prodotto in modo diverso da quello descritto nel presente manuale d'uso.
- Non utilizzare la maschera LED in caso di gravidanza, epilessia, allergia alla luce, assunzione di farmaci fotosensibilizzanti (ad esempio alcuni tipi di antibiotici) o infezione cutanea in corso.
- Prima di utilizzare l'apparecchio togliere gli occhiali, eventualmente le lenti a contatto.
- Eliminare completamente tutti gli imballi e materiali pubblicitari.
- Verificare se la tensione della rete corrisponde ai valori riportati sull'etichetta del prodotto.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito se acceso, eventualmente connesso alla rete.
- Prima di attaccare o staccare l'apparecchio dalla presa di corrente assicurarsi che l'apparecchio sia spento.


- Allo staccare dell'apparecchio dalla presa di corrente non tirare mai il cavo di alimentazione, bensì prendere la spina in mano e staccarla estraendola.
- Non permettere ai bambini, né alle persone incapaci di volere e di intendere, di manipolare con l'apparecchio, utilizzarlo sempre fuori dalla loro portata.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i rischi. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni e sotto la supervisione di un adulto. I bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio e dalla sua alimentazione elettrica. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Prestare la maggiore attenzione se l'apparecchio è utilizzato in presenza dei bambini.
- Non permettere che l'apparecchio sia utilizzato come giocatolo.
- **Prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio staccare il cavo di alimentazione dalla rete.**
- Avere cura che il cavo di alimentazione non tocchi le superfici caldi.
- Non far appendere l'apparecchio sul cavo di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio nell'ambiente a rischio di esplosione (in presenza di solventi, vernici, colle etc.).
- Per pulire l'apparecchio non adoperare gli agenti chimici aggressivi e abrasivi.
- Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente, se caduto per terra, danneggiato o se è stato immerso nell'acqua o in un altro liquido. In tal caso bisogna far esaminare l'apparecchio ed eventualmente farlo riparare da un'officina autorizzata.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina risultano danneggiati, il tale difetto deve essere riparato da un'officina autorizzata.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno al corpo dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- L'apparecchio è adatto solo per uso domestico, non per uso commerciale.
- Il dispositivo è destinato all'uso personale.
- **Non immergere il cavo di alimentazione, la spina o l'apparecchio stesso nell'acqua o in un altro liquido.**
- Non utilizzare accessori diversi da quelli raccomandati dal produttore.

- Non procedere mai alla riparazione dell'apparecchio. Rivolgersi sempre ad un'officina autorizzata.
- La maschera LED non è destinata all'uso da parte dei bambini.
- Evitare il contatto con l'acqua. La maschera LED non è impermeabile.
- Non conservare la maschera LED a temperature estreme o in ambienti umidi. Conservarla in un luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere gli occhi chiusi durante l'uso o indossare le protezioni oculari fornite per proteggere gli occhi dalla luce LED. L'esposizione diretta alla luce LED può causare fastidio o potenziali danni agli occhi.
- In caso di domande, dubbi, problemi di salute specifici o effetti collaterali, consultare il proprio dermatologo o medico di base, oppure contattare il nostro servizio clienti.

Un eventuale danno causato dal mancato rispetto delle indicazioni previste dal produttore non può essere coperto dalla garanzia.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- 1 Maschera facciale a LED
- 2 Cavo USB per la maschera
- 3 Controller
- 4 Pulsante di accensione/spegnimento e pulsante di cambio modalità
- 5 Pulsante di regolazione del livello di luminosità
- 6 Sacchetto in tessuto
- 7 Cinghie laterali sinistra e destra
- 8 Protezioni per gli occhi
- 9 Cavo di ricarica USB-C
- 10 Cinghia superiore
- 11 Porta di ricarica USB-C



ISTRUZIONI PER L'USO

La terapia con luce LED è una risposta biologica delle cellule a specifiche lunghezze d'onda della luce. Non si tratta di un laser, ma di radiazioni LED, che sono sicure, non riscaldano i tessuti e sono quindi non invasive.

Alcuni studi clinici pubblicati nella letteratura dermatologica suggeriscono che la luce di diverse lunghezze d'onda può favorire un migliore aspetto della pelle, ad esempio migliorandone la texture o riducendo le imperfezioni visibili.

Luce rossa (≈620–660 nm) – Penetra in profondità nella pelle, dove attiva i fibroblasti, aumenta la sintesi di collagene ed elastina e può quindi ridurre le rughe sottili e promuovere l'elasticità cutanea.

Luce infrarossa vicina (≈650–950 nm) – Si distingue per la sua capacità di penetrare più in profondità nella pelle rispetto ad altre lunghezze d'onda della luce visibile utilizzate nella terapia LED. Si tratta di una specifica gamma di lunghezze d'onda nello spettro infrarosso che contribuisce a promuovere la rigenerazione e la guarigione dei tessuti più profondi.

Luce infrarossa profonda (≈1000–1042 nm, luce invisibile) – Penetra negli strati più profondi dei tessuti (muscoli e fascia), migliorando la microcircolazione e l'assorbimento di ossigeno da parte delle cellule. Migliora la circolazione sanguigna, allevia la tensione muscolare e accelera il metabolismo cellulare per una profonda rigenerazione cutanea e un sollievo dall'infiammazione, accelera la guarigione delle cicatrici da acne e dei danni causati dai raggi UV.

* La luce infrarossa vicina e quella infrarossa profonda, integrate nella terapia con luce LED, possono aumentare significativamente l'efficacia complessiva della terapia.

Luce blu (≈405–470 nm) – Agisce negli strati superficiali dell'epidermide e, grazie alle sue proprietà antibatteriche, combatte efficacemente i batteri responsabili dell'acne, aiuta a eliminare le imperfezioni e a prevenire la comparsa di nuovi brufoli, riduce l'infiammazione e lenisce gli arrossamenti, favorendo così una pelle più chiara e liscia.

Luce gialla (≈570–590 nm) – Penetra nel derma superficiale, lo strato intermedio della pelle, dove contribuisce a ridurre rossore, infiammazione e irritazione, lasciando la pelle fresca ed equilibrata. La luce gialla favorisce un colorito uniforme.

* **Le informazioni sugli effetti delle singole lunghezze d'onda si basano su studi scientifici pubblicati sulla luce LED in generale e potrebbero non corrispondere necessariamente agli effetti di un dispositivo specifico.**

Test di sensibilità alla luce

- Prima del primo utilizzo, eseguire un breve test allergico posizionando la maschera LED sull'avambraccio per alcuni minuti. In caso di arrossamento o prurito della pelle, non utilizzare il dispositivo.
- La maschera a LED è adatta a tutti i tipi di pelle.
- **Prima di utilizzare la maschera LED, la pelle deve essere pulita, asciutta e priva di trucco o creme!**

1. Prima di utilizzare la maschera LED, detergere accuratamente il viso per rimuovere eventuali impurità, trucco o creme. Ciò garantirà che la luce LED possa penetrare efficacemente nella pelle. Asciugare il viso tamponando delicatamente con un asciugamano pulito.
2. Inserire le protezioni per gli occhi (8) nella maschera e fissare le cinghie alla maschera. Infilare le estremità della cinghia (7) attraverso i due fori sul lato sinistro e fissarle con il velcro. Fare lo stesso con la seconda cinghia sul lato destro. Continuare infilando la cinghia (10) attraverso il foro superiore e fissarne l'estremità con il velcro.
3. Posiziona la maschera LED sul viso e unisci le 3 cinghie con il velcro.
4. Assicurati che il controller (3) sia carico. Quindi collega il cavo USB della maschera (2) al controller.
5. Utilizzando il telecomando, accendere la maschera tenendo premuto il pulsante 4 per circa 2 secondi.
6. Premere brevemente il pulsante 4 per selezionare la modalità desiderata.
7. Premere brevemente il pulsante 5 per regolare il livello di luminosità (intensità del trattamento). La maschera LED offre tre impostazioni di luminosità, che consentono di personalizzare la terapia a luce LED in base alla sensibilità della pelle.
8. Rilassati durante la fototerapia, tieni gli occhi chiusi o indossa le protezioni oculari incluse per proteggere gli occhi dalla luce LED.
9. Se si desidera interrompere la fototerapia prima dello scadere dei 10 minuti, tenere premuto il pulsante 4 per circa 2 secondi.
10. Non è necessario risciacquare il viso dopo il trattamento con la maschera LED. Applicare una crema idratante o un siero sul viso può potenziare l'effetto della fototerapia. La fototerapia a LED può anche rendere più efficace l'assorbimento dei successivi prodotti per la cura della pelle.

Modalità

A Luce rossa a 633 nm + luce infrarossa vicina a 830 nm + luce infrarossa profonda a 1072 nm

- Modalità di miglioramento della pelle
- **Luce infrarossa profonda (luce invisibile a 1072 nm)** – Supporta i processi naturali della pelle

B Luce blu 460 nm + luce infrarossa vicina 830 nm + luce infrarossa profonda 1072 nm

- Questa modalità favorisce un aspetto più luminoso della pelle, agendo sugli strati superficiali

C Luce gialla 590 nm + luce infrarossa vicina 830 nm + luce infrarossa profonda 1072 nm

- Modalità che contribuisce a uniformare l'incarnato e a promuovere una luminosità naturale


* Questo trattamento è adatto a persone con pelle sensibile o irritata.

Impostazioni di intensità

- **Bassa luminosità** – Adatta a chi ha la pelle sensibile o a chi si avvicina per la prima volta alla terapia con luce LED. Fornisce un'illuminazione morbida e delicata che garantisce un'esperienza piacevole senza irritare la pelle.
- **Luminosità media** – Adatta a persone con normale sensibilità cutanea. Fornisce una dose efficace di luce LED che la pelle può assorbire e da cui può trarre beneficio.
- **Alta luminosità** – Ideale per chi preferisce una stimolazione più intensa o ha una pelle più spessa che potrebbe richiedere una dose maggiore di luce LED per una penetrazione efficace. L'alta luminosità offre un'emissione luminosa a LED più intensa e brillante.

Attenzione: è importante valutare la reazione e la sensibilità della propria pelle prima di utilizzare intensamente livelli di luminosità elevati, poiché l'esposizione prolungata a una luce intensa può causare fastidio o irritazione.

Attenzione: è sempre consigliabile iniziare con un livello di luminosità più basso e osservare la reazione della pelle durante e dopo il trattamento, aumentando gradualmente la luminosità se necessario.



Funzione di spegnimento automatico: la maschera LED si spegne automaticamente dopo 10 minuti di utilizzo. Questo aiuta a prevenire la sovraesposizione alla luce LED e garantisce di ottenere i benefici desiderati dalla terapia LED in tutta sicurezza. Per risultati ottimali, si consiglia di utilizzare la maschera LED per 10-20 minuti/1 sessione di fototerapia. Utilizzare regolarmente 2-4 volte a settimana.

Nota: dopo aver utilizzato la terapia a LED, la pelle potrebbe arrossarsi leggermente; si tratta di una reazione normale che dovrebbe scomparire entro 1-2 ore. In caso di fastidio, irritazione o reazioni allergiche, interrompere l'utilizzo della maschera.

Non superare la durata del trattamento e la frequenza d'uso raccomandate per evitare un uso eccessivo e potenziali effetti indesiderati sulla pelle.

Nota: i risultati individuali possono variare a seconda del tipo di pelle, delle condizioni attuali e della frequenza di utilizzo.

Addebito

- Per la ricarica, utilizzare il cavo di ricarica USB-C incluso e collegarlo alla porta di ricarica USB-C del controller. Collegare quindi il dispositivo all'adattatore e infine a una presa di corrente.
- Parametri consigliati per l'adattatore: con una corrente di uscita massima di 5V/2A.
- Non indossare la maschera LED durante la ricarica!
- Prima di procedere alla ricarica, si consiglia di scollegare il controller dalla maschera LED e di caricarlo separatamente.
- **Nota:** la maschera a LED non può essere accesa durante la ricarica.
- I LED sul telecomando si accenderanno durante la ricarica.
- Il tempo di ricarica completa è di circa 1,5 ore, dopodiché scollegare immediatamente dall'alimentazione.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Dopo ogni utilizzo, pulire delicatamente l'interno della maschera LED con un panno morbido umido e poi asciugare. Non utilizzare detergenti o oggetti duri, poiché potrebbero danneggiare la superficie del dispositivo!
- Conservare la maschera LED in un luogo asciutto e privo di polvere (preferibilmente nella confezione/sacchetto in tessuto fornito), lontano dalla luce solare diretta e da temperature estreme.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **Non pulire mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente, non risciacquarlo e non immergerlo in acqua o in qualsiasi altro liquido!**

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il controller non risponde durante la ricarica.	Cavo di ricarica danneggiato.	Sostituire con il cavo di ricarica appropriato.
		Se il problema persiste, contattare un centro di assistenza autorizzato.
Il LED sul telecomando lampeggia.	Un LED lampeggiante indica che il dispositivo si sta scaricando.	Carica il dispositivo il prima possibile. Lascia il controller in carica finché le spie non smettono di lampeggiare e rimangono fisse.
La luce nella maschera a LED non si accende.	La batteria è quasi scarica.	Caricare completamente il telecomando (circa 1,5 ore). Nota: la maschera a LED non può essere accesa durante la ricarica.
Emissione luminosa non uniforme.	Impurità presenti sulla superficie dei LED che influenzano la distribuzione della luce.	Pulire delicatamente la superficie con un panno morbido e umido.
	LED danneggiati.	Contatta un centro di assistenza autorizzato.
Luce intermittente o discontinua.	Verificare i collegamenti della maschera e del controller.	Carica il controller. Se il problema persiste, carica il controller utilizzando una presa di corrente diversa o un cavo/adattatore di ricarica compatibile diverso.

Irritazione cutanea, fastidio.	Hai superato la durata del trattamento o la frequenza di utilizzo raccomandate.	Segui le istruzioni d'uso consigliate: scegli la modalità di illuminazione, la durata, la frequenza di utilizzo e il livello di luminosità più adatti alle tue esigenze.
	Pelle sensibile.	Prima di utilizzare la maschera in modo intensivo, provatela brevemente (circa 1 minuto) con una luce debole.
		Se la pelle si arrossa o prude, interrompi l'utilizzo della maschera LED e consulta il tuo dermatologo.

ASSISTENZA

La manutenzione più impegnativa e/o la riparazione che richiede l'intervento sulle parti interne dell'apparecchio devono essere fatte esclusivamente dal centro di assistenza autorizzato.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- Riciclare imballi e prodotti vecchi, alla fine di loro ciclo di vita.
- La scatola in cui si acquista il prodotto può essere recuperata come rifiuto differenziato.
- Sacchetti in polietilene (PE) possono essere recuperati come rifiuto differenziato.

Riciclaggio del prodotto alla fine della sua vita utile



L'apparecchio è identificato in conformità alla Direttiva 2012/19/EU del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Il simbolo riportato sul prodotto indica che il prodotto stesso non può essere smaltito come rifiuto urbano. Va portato in un centro di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici. Provvedendo allo smaltimento corretto del prodotto si può prevenire l'impatto negativo sull'ambiente e/o sulla salute umana nel caso di mancato riciclaggio. Lo smaltimento deve essere effettuata in conformità alle norme regolanti la gestione dei rifiuti. Le maggiori informazioni sulle modalità dello smaltimento del prodotto sono reperibili presso l'ufficio locale di amministrazione pubblica oppure nel negozio dove il prodotto è stato acquistato.



Il presente prodotto rispetta tutti i requisiti elementari stabiliti dalle normative EU inerenti.

Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso il testo del manuale d'uso, il design del prodotto e/o i suoi parametri tecnici.

Agradecimiento

Gracias por comprar este producto de la marca Concept y esperamos que quede satisfecho con él durante todo el tiempo que lo use.

Antes de usar el producto, lea con cuidado todo el manual y luego guárdelo. Asegúrese de que las demás personas que vayan a utilizar el producto se familiaricen con el presente manual.

Parámetros técnicos	
Tensión	5 V / 1,3 A, tipo C
Capacidad de la batería	2500 mAh, 3,7 V
Tiempo de carga completa	1,5 h
Tiempo máximo de funcionamiento a intensidad mínima	150 min
Longitud de onda - Luz roja	633 nm + 830 nm + 1072 nm
Longitud de onda - Luz azul	460 nm + 830 nm + 1072 nm
Longitud de onda - Luz amarilla	590 nm + 830 nm + 1072 nm
Longitud de onda - Luz infrarroja cercana	830 nm
Longitud de onda - Luz infrarroja cercana profunda	1072 nm
Número de LED	100 unidades
Número de chips por LED	4
Tiempo de funcionamiento (1 ciclo)	10 min
Material	Silicona médica líquida

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- No emplee el artefacto de una manera diferente a la descrita en el presente manual.
- No utilice la máscara LED si está embarazada, padece epilepsia, es alérgica a la luz, está tomando medicamentos fotosensibilizantes (por ejemplo, algunos tipos de antibióticos) o tiene una infección cutánea activa.
- Antes de usar el artefacto quítese las gafas y los lentes de contacto.
- Antes de utilizar por primera vez el artefacto, retire el embalaje y los materiales promocionales.
- Verifique que la tensión de red se corresponda a los valores indicados en la placa.
- No deje el artefacto desatendido si está encendido o conectado a un tomacorriente.
- Antes de enchufar o desenchufar el artefacto, asegúrese de que el interruptor esté en posición apagado.


- Al desenchufar el artefacto, no tire del cable, sino del enchufe.
- No permita que el artefacto sea manipulado por niños o personas no capacitadas y utilícelo fuera de su alcance.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben limpiar ni realizar el mantenimiento a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del aparato y de su fuente de alimentación. Los niños no deben jugar con el aparato.
- Tenga especial cuidado si emplea el artefacto en las cercanías de niños.
- No permita que el limpiador sea usado como juguete.
- **Antes de limpiar el artefacto, y luego de su uso, apáguelo, desenchúfelo.**
- Evite que el cable entre en contacto con superficies calientes.
- Evite que el artefacto cuelgue del cable.
- No utilice el artefacto en entornos con gases explosivos o sustancias inflamables (disolventes, pinturas, pegamentos, etc.).
- No emplee sustancias agresivas o telas ásperas para limpiar el artefacto.
- No emplee el artefacto si no funcionase correctamente, hubiese caído, estuviese dañado o hubiese sumergido en un líquido. Hágalo probar y reparar por un servicio autorizado.
- No emplee el artefacto si el cable o el enchufe estuviesen dañados. Haga reparar la avería de inmediato por un servicio autorizado.
- No enrolle el cable alrededor del artefacto.
- No utilice el artefacto al aire libre.
- El artefacto está destinado únicamente para uso hogareño; no está destinado para uso comercial.
- El dispositivo está destinado a uso personal.
- **No sumerja el cable, el enchufe o el artefacto en agua u otro líquido.**
- No utilice otros accesorios que los recomendados por el fabricante.
- No repare el artefacto, diríjase a un servicio autorizado.
- La máscara LED no está diseñada para ser utilizada por niños.
- Evite el contacto con el agua. La máscara LED no es resistente al agua.
- No guarde la máscara LED en temperaturas extremas ni en ambientes húmedos. Guárdela en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

- Mantenga los ojos cerrados durante su uso o utilice los protectores oculares incluidos para protegerlos de la luz LED. La exposición directa a la luz LED puede causar molestias o posibles daños oculares.
- Si tiene alguna pregunta, inquietud, problema de salud específico o experimenta algún efecto secundario, consulte a su dermatólogo o médico general, o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

En caso de incumplimiento de las instrucciones del fabricante, cualquier reparación no será reconocida por la garantía.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- 1 Mascarilla LED
- 2 Cable USB para la mascarilla
- 3 Controlador
- 4 Botón de encendido/apagado y botón de cambio de modo
- 5 Botón de ajuste de brillo
- 6 Bolsa de tela
- 7 Correas laterales (izquierda y derecha)
- 8 Protectores oculares
- 9 Cable de carga USB-C
- 10 Correa superior
- 11 Puerto de carga USB-C



INSTRUCCIONES DE USO

La terapia con luz LED es una respuesta biológica de las células a longitudes de onda de luz específicas. No es un láser, sino que la radiación LED, que es segura, no calienta el tejido y, por lo tanto, no es invasiva.

Algunos estudios clínicos publicados en la literatura dermatológica sugieren que la luz de diferentes longitudes de onda puede favorecer una mejor apariencia de la piel, como mejorar la textura o reducir las imperfecciones visibles.

Luz roja (≈620–660 nm) – Penetra profundamente en la piel, donde activa los fibroblastos, aumenta la síntesis de colágeno y elastina y, por lo tanto, puede reducir las arrugas finas y promover la elasticidad de la piel.

Luz infrarroja cercana (≈650–950 nm) – Se distingue por su capacidad de penetrar más profundamente en la piel que otras longitudes de onda de luz visible utilizadas en la terapia LED. Este es un rango específico de longitudes de onda de luz en el espectro infrarrojo que ayuda a promover la regeneración y la curación de los tejidos más profundos.

Luz infrarroja cercana profunda (luz invisible de ≈1000-1042 nm) – Penetra en las capas más profundas de los tejidos (músculos y fascia), mejorando la microcirculación y la oxigenación celular. Mejora la circulación sanguínea, alivia la tensión muscular y acelera el metabolismo celular para una regeneración profunda de la piel y el alivio de la inflamación, además de acelerar la cicatrización de las marcas de acné y los daños causados por los rayos UV.

* La luz infrarroja cercana y la luz infrarroja cercana profunda, integradas en la terapia de luz LED, pueden aumentar significativamente la eficacia general de la terapia.

Luz azul (≈405–470 nm) – Actúa en las capas superficiales de la epidermis y, gracias a sus propiedades antibacterianas, combate eficazmente las bacterias que causan el acné, ayuda a eliminar imperfecciones y a prevenir futuros brotes, reduce la inflamación y calma el enrojecimiento, promoviendo así una piel más clara y suave.

Luz amarilla (≈570–590 nm) – Penetra en la dermis superficial, la capa intermedia de la piel, donde ayuda a reducir el enrojecimiento, la inflamación y la irritación, dejando la piel fresca y equilibrada. La luz amarilla promueve un tono de piel uniforme.

* La información sobre los efectos de las distintas longitudes de onda se basa en estudios científicos publicados sobre la luz LED en general y puede que no se corresponda necesariamente con los efectos de un dispositivo específico.

Prueba de sensibilidad a la luz

- Antes del primer uso, realice una prueba de alergia leve colocando la máscara LED en el antebrazo durante unos minutos. Si su piel se enrojece o le pica, no utilice el dispositivo.
- La máscara LED es apta para todo tipo de piel.
- **¡Antes de usar la máscara LED, la piel debe estar limpia, seca y libre de maquillaje o cremas!**

1. Antes de usar la mascarilla LED, limpie bien tu rostro para eliminar cualquier resto de suciedad, maquillaje o crema. Esto asegurará que la luz LED penetre eficazmente en la piel. Seca tu rostro con una toalla limpia dando suaves toques.
2. Inserte las protecciones oculares (8) en la máscara y fije las correas a la misma. Pase los extremos de la correa (7) por los dos orificios del lado izquierdo y sujételos con el velcro. Repita el procedimiento con la segunda correa del lado derecho. A continuación, pase la correa (10) por el orificio superior y sujétela con el velcro.
3. Colócate la máscara LED en la cara y une las 3 correas entre sí con velcro.
4. Asegúrese de que el controlador (3) esté cargado. Luego conecte el cable USB de la máscara (2) al controlador.
5. Utilizando el mando a distancia, encienda la mascarilla pulsando y manteniendo pulsado el botón 4 (durante unos 2 segundos).
6. Pulsa brevemente el botón 4 para seleccionar el modo deseado.
7. Pulsa brevemente el botón 5 para ajustar el nivel de brillo (intensidad del tratamiento). La máscara LED ofrece tres niveles de brillo, lo que te permite personalizar la terapia de luz LED según la sensibilidad de tu piel.
8. Relájese durante la terapia de luz, mantenga los ojos cerrados o use los protectores oculares incluidos para proteger sus ojos de la luz LED.
9. Si desea finalizar la fototerapia antes de que transcurran los 10 minutos, mantenga pulsado el botón 4 (durante aproximadamente 2 segundos).
10. No es necesario enjuagarse la cara después del tratamiento con mascarilla LED. Aplique una crema hidratante o un sérum facial para potenciar el efecto de la fototerapia. La fototerapia LED también puede mejorar la absorción de los productos de cuidado facial que se apliquen posteriormente.

Modos

A Luz roja de 633 nm + luz infrarroja cercana de 830 nm + luz infrarroja cercana profunda de 1072 nm

– Modo de mejora de la piel.

– **Luz infrarroja cercana profunda (luz invisible de 1072 nm)** – favorece los procesos naturales de la piel.

B Luz azul de 460 nm + luz infrarroja cercana de 830 nm + luz infrarroja cercana profunda de 1072 nm

– Este modo favorece una apariencia más luminosa de la piel, actuando en las capas superficiales.

C Luz amarilla de 590 nm + luz infrarroja cercana de 830 nm + luz infrarroja cercana profunda de 1072 nm

– Modo que contribuye a un tono de piel más uniforme y promueve una luminosidad natural.


* Este régimen es adecuado para personas con piel sensible o irritada.

Ajustes de intensidad

- **Brillo bajo** – adecuado para personas con piel sensible o que se inician en la terapia de luz LED. Proporciona una iluminación suave y sutil que garantiza una experiencia agradable sin irritar la piel.
- **Brillo medio** – ideal para personas con piel sensible normal. Proporciona una dosis efectiva de luz LED que tu piel puede absorber y aprovechar.
- **Alto brillo** – Ideal para quienes prefieren una estimulación más intensa o tienen la piel más gruesa y necesitan una mayor dosis de luz LED para una penetración efectiva. El alto brillo proporciona una luz LED más intensa y brillante.

Advertencia: Sin embargo, es importante evaluar la reacción y la sensibilidad de su piel antes de utilizar de forma intensiva niveles de brillo elevados, ya que la exposición prolongada a la luz intensa puede causar molestias o irritación.

Advertencia: Siempre es recomendable comenzar con un nivel de brillo bajo y observar cómo reacciona la piel durante y después del tratamiento, y aumentar gradualmente el brillo si es necesario.



Función de apagado automático: La máscara LED cuenta con una función de apagado automático tras 10 minutos de uso. Esto ayuda a prevenir la sobreexposición a la luz LED y garantiza que obtenga los beneficios deseados de la terapia LED de forma segura. Para obtener resultados óptimos, recomendamos usar la máscara LED durante 10-20 minutos por sesión de fototerapia. Úsela regularmente de 2 a 4 veces por semana.

Nota: Tras usar la terapia LED, es posible que su piel se enrojezca ligeramente. Esto es normal y debería desaparecer en 1 o 2 horas. Si experimenta alguna molestia, irritación o reacción alérgica, deje de usar la mascarilla.

No exceda la duración del tratamiento ni la frecuencia de uso recomendadas para evitar el uso excesivo y los posibles efectos adversos en la piel.

Nota: Los resultados individuales pueden variar según el tipo de piel, su estado actual y la frecuencia de uso.

Carga

- Para cargarlo, utilice el cable de carga USB-C incluido y conéctelo al puerto de carga USB-C del mando. Conéctelo al adaptador y, a continuación, a una toma de corriente.
- Parámetros recomendados para el adaptador: con una corriente de salida máxima de 5V/2A.
- ¡No uses la máscara LED mientras se carga!
- Antes de cargarlo, recomendamos desconectar el controlador de la máscara LED y cargarlo por separado.
- **Nota:** La máscara LED no se puede encender mientras se está cargando.
- Los LED del mando a distancia se iluminarán durante la carga.
- El tiempo de carga completa es de aproximadamente 1,5 horas; después, desconéctelo inmediatamente de la corriente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Después de cada uso, limpie suavemente el interior de la máscara LED con un paño suave y húmedo y séquela. No utilice productos de limpieza ni objetos duros, ya que podrían dañar la superficie del aparato.
- Guarde la máscara LED en un lugar seco y libre de polvo (idealmente en el embalaje/bolsa de tela suministrado), lejos de la luz solar directa y de temperaturas extremas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- **¡Nunca limpie el aparato bajo el grifo, lo enjuague ni lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido!**

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El mando no responde mientras se carga.	Cable de carga dañado.	Sustitúyalo por el cable de carga adecuado.
		Si el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
El LED del mando a distancia parpadea.	Un LED parpadeante indica que el dispositivo se está descargando.	Carga el dispositivo lo antes posible. Deja que el controlador se cargue hasta que las luces dejen de parpadear y permanezcan encendidas de forma continua.
La luz de la máscara LED no se enciende.	La batería está casi vacía.	Cargue completamente el control remoto (aproximadamente 1,5 horas). Nota: La máscara LED no se puede encender mientras se carga.
Emisión de luz irregular.	Impurezas en la superficie de los LED que afectan la distribución de la luz.	Limpie suavemente la superficie con un paño suave y húmedo.
	LEDs dañados.	Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
Luz irregular o parpadeante.	Compruebe las conexiones de la máscara y del controlador.	Carga el mando. Si el problema persiste, carga el mando en otra toma de corriente o con un cable/adaptador de carga compatible diferente.
Irritación y molestias en la piel.	Usted ha excedido la duración del tratamiento o la frecuencia de uso recomendadas.	Siga las instrucciones de uso recomendadas: elija el modo de luz, la duración, la frecuencia de uso y el nivel de brillo adecuados.
	Piel sensible.	Antes de usar la mascarilla de forma intensiva, pruébela brevemente (aproximadamente 1 minuto) con luz de baja intensidad.
		Si su piel está roja o le pica, deje de usar la mascarilla LED y consulte a su dermatólogo.

SERVICIO

El mantenimiento de carácter más amplio o las reparaciones que requieran intervenir en las piezas internas del producto deben ser realizados por un servicio profesional.

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

- Dé preferencia al reciclado de los materiales de embalaje y los artefactos viejos.
- La caja puede ser desechada con la recolección de residuos clasificados.
- Las bolsas de polietileno (PE) deben ser llevadas para su reciclaje.

Reciclaje del artefacto al final de su vida útil



El artefacto está etiquetado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Artefactos Eléctricos y Electrónicos (WEEE). El símbolo en el producto o su embalaje indica que este no debe ser incluido entre los residuos domésticos. Debe ser llevado a un centro de recolección para el reciclaje de dispositivos eléctricos o electrónicos. Procurar la correcta liquidación del producto ayuda a prevenir efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana que podrían ser resultar de la liquidación incorrecta del producto. El artefacto debe ser desechado conforme las normas para la gestión de residuos. Podrá obtener información más detallada sobre el reciclaje del producto en la autoridad local, el servicio de tratamiento de residuos correspondiente o la tienda en donde fue adquirido.



El producto cumple con todos los requisitos básicos de las directivas EU aplicables.

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el texto, el diseño y las especificaciones técnicas.

Mulțumire

Vă mulțumim pentru cumpărarea produsului marca Concept și vă dorim să fiți mulțumiți de produsul nostru pe întreaga durată de utilizare a acestuia.

Înainte de prima utilizare citiți cu atenție și în întregime manualul de utilizare și păstrați-l pentru o consultare ulterioară. Asigurați-vă că și celelalte persoane care vor folosi produsul sunt familiarizate cu instrucțiunile prezentate în prezentul manual.

Parametri tehnici	
Tensiune	5 V / 1,3 A tip C
Capacitatea bateriei	2500mAh 3,7 V
Timp de încărcare completă	1,5 h
Timp maxim de funcționare la cea mai mică intensitate	150 min
Lungime de undă - Lumină roșie	633 nm + 830 nm + 1072 nm
Lungime de undă - Lumină albastră	460 nm + 830 nm + 1072 nm
Lungime de undă - Lumină galbenă	590 nm + 830 nm + 1072 nm
Lungime de undă - Lumină în infraroșu apropiat	830 nm
Lungime de undă - Lumină infraroșie apropiată profundă	1072 nm
Număr de LED-uri	100 buc
Număr de cipuri pe fiecare LED	4
Timp de funcționare (1 ciclu)	10 min
Material	silicon medical lichid

INDICAȚII IMPORTANTE PRIVIND SECURITATEA

- Nu utilizați aparatul în alt mod decât cel descris în prezentul manual.
- Nu utilizați masca LED dacă sunteți gravidă, suferiți de epilepsie, sunteți alergică la lumină, luați medicamente fotosensibilizante (de exemplu, anumite tipuri de antibiotice) sau aveți o infecție activă a pielii.
- Înaintea folosirii aparatului dați-vă jos ochelarii, eventual scoateți lentilele de contact.
- Înainte de prima utilizare îndepărtați de pe aparat întregul material de ambalare și materialele de marketing.
- Verificați dacă tensiunea rețelei de conectare corespunde cu valoarea tensiunii înscrisă pe plăcuța cu date a aparatului.
- Nu lăsați aparatul fără supraveghere în timp ce este pornit, eventual racordat la priza de curent electric.
- Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a-l conecta sau deconecta de la priza de curent electric.


- Când scoateți aparatul din priză, nu trageți niciodată de cablu, prindeți de ștecăr și scoateți-l prin tragere.
- Nu permiteți copiilor sau persoanelor neautorizate să manipuleze cu aparat, folosiți-l în afara accesului acestora.
- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului în siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii, cu excepția cazului în care aceștia au vârsta de 8 ani și peste și sunt supravegheați. Copiii sub 8 ani trebuie ținuti departe de aparat și de sursa de alimentare a acestuia. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Acordați atenție sporită la folosirea aparatului în apropierea copiilor.
- Nu permiteți ca aparatul să fie folosit drept jucărie.
- **Înainte de curățare și după utilizare opriți aparatul, deconectați-l de la priza de curent electric.**
- Nu lăsați cablul de alimentare să intre în contact cu suprafețele fierbinți.
- Nu lăsați aparatul să atârne de cablul de alimentare.
- Nu folosiți aparatul într-un mediu cu gaze explozive sau substanțe inflamabile (solvenți, vopsele, adezivi etc.).
- Nu folosiți substanțe dure sau chimic agresive pentru curățarea aparatului.
- Nu utilizați aparatul dacă acesta nu funcționează corespunzător, dacă a căzut, dacă este deteriorat sau a fost expus vreunui lichid. Apelați la un centru de service autorizat pentru testare și reparare.
- Nu folosiți niciodată aparatul care are cablul de alimentare sau ștecărul deteriorate, asigurați neîntârziat eliminarea defectului de către un service autorizat.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Aparatul este destinat doar uzului casnic, nu este destinat uzului comercial.
- Dispozitivul este destinat uzului personal.
- **Nu cufundați cablul de alimentare, ștecărul sau aparatul în apă și nici într-un alt lichid.**
- Nu folosiți alte accesorii decât cele recomandate de către producător.
- Nu reparați aparatul prin forțe proprii. Apelați la un service autorizat.
- Masca LED nu este destinată utilizării de către copii.
- Evitați contactul cu apa. Masca LED nu este impermeabilă.

- Nu depozitați masca LED la temperaturi extreme sau în medii umede. Depozitați într-un loc răcoros și uscat, ferit de copii.
- Țineți ochii închiși în timpul utilizării sau purtați ochelarii de protecție furnizați pentru a vă proteja ochii de lumina LED. Expunerea directă la lumina LED poate provoca disconfort sau potențiale leziuni oculare.
- Dacă aveți întrebări, nelămuriri, probleme specifice de sănătate sau dacă experimentați orice reacții adverse, vă rugăm să consultați dermatologul sau medicul de familie sau să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți.

La nerespectarea instrucțiunilor producătorului, eventuala reparație nu poate fi recunoscută ca reparație de garanție.

DESCRIEREA PRODUSULUI

- 1 Mască facială cu LED
- 2 Cablu USB pentru mască
- 3 Controler
- 4 Buton pornit/oprit și buton de schimbare a modului
- 5 Buton de reglare a nivelului de luminozitate
- 6 Husă de pânză
- 7 Curele laterale stânga și dreapta
- 8 Protecții pentru ochi
- 9 Cablu de încărcare USB-C
- 10 Curea superioară
- 11 Port de încărcare USB-C



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Terapia cu lumină LED este un răspuns biologic al celulelor la anumite lungimi de undă ale luminii. Nu este un laser, ci radiația LED, care este sigură, nu încălzește țesutul și, prin urmare, este neinvazivă.

Unele studii clinice publicate în literatura dermatologică sugerează că lumina de diferite lungimi de undă poate promova un aspect mai bun al pielii, cum ar fi îmbunătățirea texturii sau reducerea imperfecțiunilor vizibile.

Lumină roșie (≈620–660 nm) – Pătrunde adânc în piele, unde activează fibroblastele, crește sinteza de colagen și elastină și poate astfel reduce ridurile fine și promova elasticitatea pielii.

Lumină în infraroșu apropiat (≈650–950 nm) – Se distinge prin capacitatea sa de a pătrunde mai adânc în piele decât alte lungimi de undă ale luminii vizibile utilizate în terapia cu LED. Aceasta este o gamă specifică de lungimi de undă ale luminii din spectrul infraroșu care ajută la promovarea regenerării și vindecării mai profunde a țesuturilor.

Lumină infraroșie apropiată (≈1000–1042 nm lumină invizibilă) – Pătrunde în straturile mai profunde ale țesutului (mușchi și fascie), îmbunătățind microcirculația și absorbția oxigenului de către celule. Îmbunătățește circulația sângelui, calmează tensiunea musculară și accelerează metabolismul celular pentru regenerarea profundă a pielii și ameliorarea inflamației, accelerează vindecarea cicatricilor acneice și a daunelor provocate de UV.

* Lumina în infraroșu apropiat și în infraroșu apropiat profund, integrată în terapia cu lumină LED, poate crește semnificativ eficacitatea generală a terapiei.

Lumină albastră (≈405–470 nm) – Acționează în straturile superficiale ale epidermei și, datorită proprietăților sale antibacteriene, combate eficient bacteriile care cauzează acnee, ajută la eliminarea imperfecțiunilor și la prevenirea viitoarelor acnee, reduce inflamația și calmează roșeața, promovând astfel o piele mai curată și mai netedă.

Lumină galbenă (≈570–590 nm) – Pătrunde în dermul superficial, stratul mijlociu al pielii, unde ajută la reducerea roșeții, inflamației, iritației și lasă pielea revigorată și echilibrată. Lumina galbenă promovează un ton uniform al pielii.

* **Informațiile privind efectele diferitelor lungimi de undă se bazează pe studii științifice publicate asupra luminii LED în general și pot să nu corespundă neapărat efectelor unui anumit dispozitiv.**

Testul de sensibilitate la lumină

- Înainte de prima utilizare, efectuați un test ușor de alergii plasând masca LED pe antebraț timp de câteva minute. Dacă pielea este roșie sau vă mâncărime, nu utilizați dispozitivul.
- Masca LED este potrivită pentru toate tipurile de piele.
- Pielea trebuie să fie curată, uscată și fără machiaj sau cremă înainte de a utiliza masca LED!**

- Înainte de a utiliza masca LED, curățați-vă bine fața pentru a îndepărta orice urmă de murdărie, machiaj sau cremă. Acest lucru va asigura că lumina LED poate pătrunde eficient în piele. Ștergeți-vă fața prin tamponare cu un prosop curat.
- Introduceți vizierele (8) în mască și atașați curelele la mască. Treceți capetele curelei (7) prin cele două orificii din partea stângă și fixați capetele cu scai. Faceți același lucru cu a doua curea din partea dreaptă. Continuați prin a trece cureaua (10) prin orificiul superior și fixați capătul cu scai.
- Așezați masca LED pe față și atașați cele 3 curele una de cealaltă cu velcro.
- Asigurați-vă că telecomanda (3) este încărcată. Apoi conectați cablul USB al măștii (2) la telecomandă.
- Folosind telecomanda, porniți masca apăsând și ținând apăsat butonul 4 (aproximativ 2 secunde).
- Apăsați scurt butonul 4 pentru a selecta modul dorit.
- Apăsați scurt butonul 5 pentru a regla nivelul de luminozitate (intensitatea tratamentului). Masca LED oferă trei setări de luminozitate, permițându-vă să personalizați terapia cu lumină LED în funcție de sensibilitatea pielii dumneavoastră.
- Relaxați-vă în timpul terapiei cu lumină, țineți ochii închiși sau purtați vizierele incluse pentru a vă proteja ochii de lumina LED.
- Dacă doriți să încheiați terapia cu lumină înainte de expirarea cronometrului de 10 minute, apăsați și mențineți apăsat butonul 4 (aproximativ 2 secunde).
- Nu este necesar să vă clătiți fața după tratamentul cu masca LED. Aplicați o cremă hidratantă sau un ser pe față, care pot spori efectul terapiei cu lumină. Terapia cu lumină LED poate, de asemenea, să facă absorbția produselor ulterioare de îngrijire a pielii mai eficientă.

Moduri

A Lumină roșie de 633 nm + lumină infraroșie apropiată de 830 nm + lumină infraroșie apropiată de 1072 nm

– Mod de îmbunătățire a pielii

Lumină infraroșie apropiată (lumină invizibilă de 1072 nm) – Susține procesele naturale ale pielii

B Lumină albastră 460 nm + lumină infraroșie apropiată 830 nm + lumină infraroșie apropiată de 1072 nm în adâncime – Acest mod promovează un aspect mai clar al pielii, acționând asupra straturilor superficiale

C Lumină galbenă 590 nm + lumină infraroșie apropiată 830 nm + lumină infraroșie apropiată de 1072 nm în intensitate – Mod care contribuie la un ton mai uniform al pielii și promovează luminozitatea naturală


* Regimul este potrivit pentru persoanele cu pielea sensibilă sau iritată.

Setări de intensitate

- Luminozitate redusă** – Potrivită pentru persoanele cu pielea sensibilă sau pentru cei care abia încep terapia cu lumină LED. Oferă o iluminare blândă și subtilă, care asigură o experiență plăcută, fără a încălca pielea.
- Luminozitate medie** – Potrivită pentru persoanele cu sensibilitate normală a pielii. Oferă o doză eficientă de lumină LED pe care pielea ta o poate absorbi și de care poate beneficia.
- Luminozitate ridicată** – Potrivită pentru cei care preferă o stimulare mai puternică sau au pielea mai groasă, care ar putea necesita o doză mai mare de lumină LED pentru o penetrare eficientă. Luminozitatea ridicată oferă o lumină LED mai intensă și mai strălucitoare.

Atenție: Totuși, este important să evaluați reacția și sensibilitatea pielii înainte de utilizarea intensivă a unor niveluri ridicate de luminozitate, deoarece expunerea prelungită la lumină intensă poate provoca disconfort sau iritații.

Atenție: Este întotdeauna o idee bună să începeți cu o setare a nivelului de luminozitate mai scăzută și să observați cum reacționează pielea în timpul și după terapie și să creșteți treptat luminozitatea, dacă este necesar.



Funcție de oprire automată – Masca LED are o funcție de oprire automată după 10 minute de funcționare. Aceasta ajută la prevenirea supraexpunerii la lumina LED și asigură obținerea beneficiilor dorite de la terapia LED, rămânând în siguranță. Pentru rezultate optime, vă recomandăm să utilizați masca LED timp de 10-20 de minute/1 sesiune de terapie cu lumină. Utilizați regulat de 2-4 ori pe săptămână.

Notă: După utilizarea terapiei LED, pielea dumneavoastră se poate înroși ușor, acest lucru este normal și ar trebui să dispară în 1-2 ore. Dacă resimțiți orice disconfort, iritație sau reacții alergice, vă rugăm să încetați utilizarea măștii.

Nu depășiți durata de tratament și frecvența de utilizare recomandate pentru a evita utilizarea excesivă și potențialele efecte adverse asupra pielii.

Notă: Rezultatele individuale pot varia în funcție de tipul de piele, starea actuală și frecvența de utilizare.

Încărcare

- Pentru încărcare, utilizați cablul de încărcare USB-C inclus și conectați-l la portul de încărcare USB-C de pe controler. Conectați-l la adaptor și apoi la o priză de alimentare.
- Parametrii adaptorului recomandați: cu un curent de ieșire maxim de 5V/2A.
- Nu purtați masca LED în timp ce încărcați!
- Înainte de încărcare, vă recomandăm să deconectați controlerul de la masca LED și să îl încărcați separat.
- **Notă:** Masca LED nu poate fi activată în timpul încărcării.
- LED-urile de pe telecomandă se vor aprinde în timpul încărcării.
- Timpul de încărcare completă este de aproximativ 1,5 ore, apoi deconectați imediat de la priză.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- După fiecare utilizare, curățați ușor interiorul măștii LED cu o lavetă moale și umedă, apoi ștergeți-o. Nu utilizați agenți de curățare sau obiecte dure, deoarece acestea pot deteriora suprafața aparatului!
- Depozitați masca LED într-un loc uscat și fără praf (în mod ideal în ambalajul/husa de material textil furnizată), ferit de lumina directă a soarelui și de temperaturi extreme.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- **Nu curățați niciodată aparatul sub jet de apă, nu îl clătiți și nu îl introduceți în apă sau în orice alt lichid!**

DEPANARE

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Controlerul nu răspunde în timpul încărcării.	Cablul de încărcare deteriorat.	Înlocuiți-l cu cablul de încărcare corespunzător. Dacă problema persistă, contactați un centru de service autorizat.
LED-ul de pe telecomandă clipește.	Un LED intermitent indică faptul că dispozitivul se descarcă.	Încărcați dispozitivul cât mai curând posibil. Lăsați controlerul să se încarce până când luminile nu mai clipească și rămân aprinse constant.
Lumina din masca LED nu se aprinde.	Bateria este aproape descărcată.	Încărcați complet telecomanda (aproximativ 1,5 ore). Notă: Masca LED nu poate fi activată în timpul încărcării.
Flux luminos inegal.	Impurități de pe suprafața LED-urilor care afectează distribuția luminii.	Curățați ușor suprafața cu o cârpă umedă și moale.
	LED-uri deteriorate.	Contactați un centru de service autorizat.
Lumină inconsistentă sau pâlpâitoare.	Verificați conexiunile măștii și ale controlerului.	Încărcați controlerul. Dacă problema persistă, încărcați controlerul într-o altă priză sau cu un alt cablu/adaptor de încărcare compatibil.
Iritație a pielii, disconfort.	Ați depășit durata sau frecvența de utilizare recomandată a tratamentului.	Urmați instrucțiunile de utilizare recomandate – alegeți modul de iluminare, durata, frecvența de utilizare și nivelul de luminositate adecvate.
	Piele sensibilă.	Înainte de utilizarea intensivă a măștii, încercați-o scurt (aproximativ 1 minut) cu intensitate redusă a luminii.
		Dacă pielea este roșie sau te mănâncă, nu mai folosi masca LED și consultați un dermatolog.

SERVICE

Întreținerea cu caracter mai amplu sau reparația care necesită intervenție la părțile interioare ale produsului, trebuie făcute de un service de specialitate.

PROTECȚIA MEDIULUI

- Optați pentru reciclarea materialelor de ambalare și a aparatelor vechi.
- Cutia de la aparat poate fi predată la un centru de colectare a deșeurilor sortate.
- Pungile din polietilenă (PE) a se preda la un centru de colectare a materialelor în vederea reciclării.

Reciclarea aparatului la sfârșitul duratei de viață



Acest aparat este însemnat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE). Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu aparține deșeurilor menajere. Trebuie dus la un centru de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Prin asigurarea eliminării corecte a acestui produs veți contribui la prevenirea impactului negativ asupra mediului și a sănătății umane, care ar fi cauzate prin eliminare necorespunzătoare. Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările privind gestionarea deșeurilor. Informații mai detaliate privind reciclarea acestui produs veți obține de la autoritățile locale competente, serviciile de eliminare a deșeurilor menajere sau în magazinul unde ați cumpărat produsul.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază relevante ale Directivei EU.

Modificările textului, a designului și a specificațiilor tehnice pot fi efectuate fără o atenționare prealabilă. Ne rezervăm dreptul la modificarea acestora.

